



Einweg
Disposable




Herzensangelegenheit Affairs of the heart

Interventionelle Kardiologie
Interventional cardiology



Mehr Produkte von Maslanka

More products by Maslanka



Unternehmen

Die Firma **H. + H. Maslanka Chirurgische Instrumente GmbH** ist seit 1974 für qualitativ hochwertige Produkte für die Endoskopie bekannt. Durch ein umfangreiches Produktsortiment können wir einen großen Bereich der gesamten Endoskopie mit unterschiedlichsten Produkten abdecken.

Zu unseren Kunden zählen medizinisch-technische Unternehmen, pharmazeutische Unternehmen, sowie Kliniken und Praxen.

Company

Since 1974, **H. + H. Maslanka Chirurgische Instrumente GmbH** has been known for its high-quality endoscopy products. Thanks to our comprehensive portfolio, we can cover a large sector of the field of endoscopy with a wide variety of products.

Our customers include medical technology companies, pharmaceutical companies, clinics and hospitals.

Produkte für die Bereiche Gastroenterologie, Kardiologie und Urologie sowie Speziallösungen für die Chirurgie gehören zu unserem Produktprogramm.

In unserem Produktkatalog finden Sie eine detaillierte Übersicht unserer Produkte. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Our product portfolio includes products for the fields of gastroenterology, cardiology and urology, as well as special surgery solutions.

You can find a detailed overview of our products in our product catalogue. Please do not hesitate to contact us if you have any further questions.

- Urologie
- Neurologie
- Kardiologie
- Gastroenterologie
- Kundenspezifische Entwicklungen

- Urology
- Neurology
- Cardiology
- Gastroenterology
- Customer-specific developments

Cardio-Biopsiezange

Im Bereich Kardiologie bieten wir verschiedene Ausführungen von flexiblen und formbaren Biopsiezangen an. Um Ihnen aufwändige und kostenintensive Wiederaufbereitungen zu ersparen, bieten wir unsere Kardio-Biopsiezangen ausschließlich als Einwegprodukt an. Dies sichert auch eine stets zuverlässige Schnittqualität.


- Große Auswahl an Cardio-Biopsiezangen für Kleinkinder und Erwachsene
- Instrumentenschaft in flexibel und formbar
- Spezialprodukt mit PTFE Ummantelung
- Doppelt steril verpackt
- Hohe Qualität – Edelstahl rostfrei
- Gehärtete und scharfe Maulteile

Cardiology biopsy forceps

We offer flexible and adaptable biopsy forceps in various designs for the field of cardiology. We exclusively offer our cardiology biopsy forceps as disposable products to save you expensive and cost-intensive reprocessing. This also ensures consistently reliable cutting quality.

- Wide selection of cardiology biopsy forceps for children and adults
- Instrument shaft in flexible and adaptable designs
- Special product with PTFE coating
- Double sterile packaging
- High quality – stainless steel
- Hardened and sharp jaws

Feder hält Maulteile auch dann geschlossen, wenn Spule am Handgriff versehentlich losgelassen wird und verhindert dadurch das Verlieren der Gewebeprobe. Spring also holds jaws closed, when the coil on the handle is accidentally released, thereby preventing the tissue sample from being lost.




Ergonomischer Griff
Ergonomic handle

Einweg | Disposable Biopsiezange | biopsy forceps


Schaft in flexibel und formbar
Shaft in flexible and adaptable designs

Hohe Qualität – rostfreier Edelstahl
High quality – stainless steel

Scharfe, gehärtete Maulteile, dadurch optimale pathologische Untersuchungsergebnisse
Sharp, hardened jaws, giving optimal pathological investigation results



Durch Kunststoffummantelung leichtes Gleiten im Katheter
Slides easily into catheter thanks to plastic coating



Instrumentendurchmesser Instrument diameter	Flexibel Flexible	Formbar Adaptable	Vorgebogen Pre-bent	Formbar + kunststoffummantelt Adaptable + plastic coating	Nicht formbar + kunststoffummantelt Non-adaptable + plastic coating	Volumina Volume	Katheterinnendurchmesser Catheter inner lumen size
	Arbeitslänge Working length			Arbeitslänge Working length			Mindestgrößen Minimum sizes
Ø/FR	120 cm	51 cm	120 cm	51 cm	51 cm		
1,0 mm/3 Fr.	EH0210.02-120	EH0210.01-51	EH0210.01-120			-0,6 mm ³	1,2 mm / 3,6 Fr.
1,2 mm/3 Fr.	EH0212.02-120	EH0212.01-51	EH0212.01-120			-0,7 mm ³	1,33 mm / 4,0 Fr.
1,6 mm/4,8 Fr.	EH0315.02-120	EH0315.01-51	EH0315.01-120			-1,58 mm ³	1,8 mm / 5,4 Fr.
1,8 mm/5,4 Fr.	EH1518.02-120	EH0318.01-51	EH1518.01-120	EH0318.01V-51	EHX0318.01-51	-2,96 mm ³	2,0 mm / 6,0 Fr.
2,1 mm/6,3 Fr.	EH0221.02-120	EH0221.01-51	EH0221.01-120		EHX1518.02-120	-4,66 mm ³	2,3 mm / 6,9 Fr.
2,4 mm/7,2 Fr.	EH0224.02-120	EH0224.01-51	EH0224.01-120			-6,54 mm ³	3,8 mm / 8,4 Fr.

Cardio-Fasszangen



werden bei der transluminalen Extraktion zum Bergen von Katheterfragmenten, Führungsdrahtfragmenten, dislozierten Stents sowie Occludern und anderen Fremdkörpern aus dem zentralen Kreislaufsystem des menschlichen Körpers angewandt. Die Anwendung erfolgt mit einem dafür geeigneten Herzkatheter.

- Hohe Passgenauigkeit
- Präzise und effektiv
- Verschiedene Greiferformen für die unterschiedlichsten Fremdkörper
- Doppelt steril verpackt
- Ergonomischer Griff
- Hohe Qualität – Edelstahl rostfrei
- Gehärtete und scharfe Maulteile
- Große Auswahl an verschiedenen Fasszangen
- Direktes Fassen des Fremdkörpers, kein Überstülpen notwendig

Cardiology grasping forceps

are used during transluminal extraction for retrieving catheter fragments, guide wire fragments, dislocated stents and occluders and other foreign bodies from the central circulatory system of the human body. A suitable cardiac catheter is used for this purpose.



- Exceptional fit
- Precise and effective
- Different claw shapes for different types of foreign bodies
- Double sterile packaging
- Ergonomic handle
- High quality – stainless steel
- Hardened and sharp jaws
- Wide selection of different grasping forceps
- Direct hold of foreign body, no force needed



Einweg | Disposable

Cardio-Fasszange | cardiology grasping forceps

Produktname Product name	Instrumentendurchmesser Instrument diameter	Flexibel Flexible	Formbar Adaptable			Katheterinnen- durchmesser Catheter inner lumen size
			Arbeitslänge Working length			
	Ø/FR	120 cm	51 cm	120 cm		
A Cardio-Biopsiezange mit gezahnten Maulteilen Cardiology grasping forceps with serrated jaws	1,8mm/5,4 FR.	EH0418.02-120	EH0418.01-51	EH0418.01-120	mind./at least 7,0 Fr. / 2,33 mm	
B Cardio-Faßzange mit quergezahnten Maulteilen Cardiology grasping forceps with cross-serrated jaws	1,8mm/5,4 FR.	EH0518.02-120	EH0518.01-51	EH0518.01-120	Wir empfehlen abhängig von der Größe des Fremdkörpers möglichst größere Schleusen (Fremdkörper müssen in die Schleuse gezogen werden können)	
C Cardio Hakenfaßzange mit 1x2 Zähne Cardiology hooked grasping forceps with 1x2 teeth	1,8mm/5,4 FR.	EH0818.02-120	EH0818.01-51	EH0818.01-120		
D Cardio-Faßzange mit drei Tellergrifern Cardiology grasping forceps with three plate claws	1,8mm/5,4 FR.	EH1318.02-120	auf Anfrage on request	auf Anfrage on request	Depending on the size of the foreign body, we recommend the largest possible catheter (foreign bodies must be able to be pulled into the catheter).	



Die transseptale Punktionsnadel


wird zur Punktion des Vorhofseptums verwendet, um die Durchführung einer Linksherz-Katheterisierung durch den rechten Vorhof zu ermöglichen. Der **Orientierungsflügel** sichert und ermöglicht die richtige Positionierung der Nadel. Er verläuft parallel zum Nadelbogen. Durch den **ergonomischen Griff** wird dem Anwender eine optimale Handhabung ermöglicht. Um Ihnen aufwändige und kostenintensive Wiederaufbereitungen zu ersparen, bieten wir unsere transseptale Nadel ausschließlich als Einwegprodukt an. Dies sichert auch eine stetige Krümmung der Nadel.

- Proximal verstärkter Schaft, zur besseren Steuerung und kontrollierter Punktion des Septums
- Hohe Qualität — Edelstahl


The transseptal puncture needle

is used to puncture the atrial septum in order to enable left heart catheterisation through the right atrium. The **guide flag** secures and enables the correct position of the needle. It runs parallel to the needle curve. The **ergonomic handle** enables optimal handling for the user. We exclusively offer our transseptal needles as disposable products to save you expensive and cost-intensive reprocessing. This also enables consistent curvature of the needle.

- Proximally strengthened shaft for better control and controlled puncturing of the septum
- High quality — stainless steel



Einweg | Disposable Transseptale Punktionsnadel | transseptal puncture needle



Artikelnummer Item number	Beschreibung Description	Bogengröße (Farben) Arc size (colours)	Arbeitslänge Working length	Katheterinnendurchmesser Catheter inner lumen size
CNT-20-100-740		Bogen 1 20*100 mm Arc size 1 20*100 mm	740 mm	> 5,4 Fr. / 1,8 mm
CNT-15-80-740	Nadellänge 12 mm Nadeldurchmesser 0,8mm Distal 1,5 mm – proximal 1,7 mm	Bogen 2H 15*80 mm Arc size 2H 15*80 mm	740 mm	> 5,4 Fr. / 1,8 mm
CNT-10-70-740	Needle length 12 mm Needle diameter 0.8 mm Distal 1.5 mm – proximal 1.7 mm	Bogen 4H 10*70 mm Arc size 4H 10*70 mm	740 mm	> 5,4 Fr. / 1,8 mm
CNT2-17-45-740	Nadellänge 12 mm Nadeldurchmesser 0,8 mm Kontinuierlich 1,2 mm	Bogen 10 17*45 mm Arc size 10 17*45 mm	740 mm	> 5,4 Fr. / 1,8 mm
CNT2-25-100-740	Nadellänge 12 mm Nadeldurchmesser 0,8 mm Kontinuierlich 1,5 mm	Bogen 11 25*100 mm Arc size 11 25*100 mm	740 mm	> 5,4 Fr. / 1,8 mm
	Needle length 12 mm Needle diameter 0.8 mm Continuous 1.5 mm			

Lieferbare Nadelbogen

Abbildungen im Maßstab 1:1



1




11



2H



4H



10

Available arcs

Diagrams in 1:1 scale



Fax Formular zurück an Fax form back

+49 (0) 7461 - 47 32

Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus den unten stehenden Bereichen aus.
Please select your request from the fields listed below.

Kontaktaufnahme
Contact me

Bestellung
Order

Anfrage
Enquiry

Klinik
Clinic

.....

Name
Name

.....

Adresse
Address

.....

PLZ / Ort
ZIP / City

.....

Fax
Fax

.....

E-Mail
Email

.....

Ihre Nachricht
Your message

.....

.....

.....

.....

Datum, Unterschrift
Date, signature

.....

Interventionelle Kardiologie Interventional cardiology



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 (0) 7461 9607 - 0
Fax: +49 (0) 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de