



Einweg



Vollendeter Schutz

Einweg Zytologiebürste

MASLANKA Einweg Zytologiebürste

Verschließung des Arbeitskanals durch den Kugelkopf **verhindert eine Fremdkontamination**

Kugelkopf als **Schutz vor Beschädigungen** im Endoskop

Stabiler Schaft für eine **optimale Kraftübertragung**

Kurzer Abstand zwischen Kopf und Bürste für den direkten Kontakt

Ergonomischer Griff

Durch rotierbaren Ring ist die **Bürste drehbar**

Einweg Zytologiebürste

Unser Produkt für den Einmalgebrauch.

Artikelnummer	Arbeitskanal	Bürstendurchmesser	Bürstenlänge	Arbeitslänge	VE
E4218-120	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	15 mm	120cm	10 Stück
E4218-180	Ø 2,0 mm	Ø 2,2 mm	15 mm	180 cm	10 Stück
E4222-230	Ø 2,8 mm	Ø 2,2 mm	15 mm	230 cm	10 Stück