




Einweg



Einweg, unsteril
Doppellumige
Fibrinverklebungsnadel
& Fibrinverklebungssonde

Das gewünschte
Produkt ist nicht dabei?
Sprechen Sie uns an.



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 7461 9607 - 0
Fax: +49 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de





Unter Verschluss

Einweg doppellumige Fibrinverklebungsnadel & -sonde

09/2021 | DE

CE 0483

MASLANKA Einweg, unsteril



Einweg Doppellumige Fibrinverklebungsnadel

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Unsteril.

Artikelnummer	Arbeitskanal ab Ø	Nadeldurchmesser	Nadellänge	Arbeitslänge	VE
ET272620-B				160 cm	10 Stück
ET272620-C	2,8 mm	Ø 0,9 mm	3,0 mm	180 cm	10 Stück
ET272620-G				230 cm	10 Stück



Einweg Doppellumige Fibrinverklebungssonde

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Unsteril.

Artikelnummer	Arbeitskanal ab Ø	Arbeitslänge	VE
ET272622-B		160 cm	10 Stück
ET272622-C	2,8 mm	180 cm	10 Stück
ET272622-G		230 cm	10 Stück