





# Extirpación precisa

Asas de polipectomía y mucosectomía reutilizables

# Saque provecho de nuestra amplia gama de asas




Icono	Significado
	Sin punta aislada
	Con punta aislada
	Multifilamento
	Monofilamento
	Girable

## Flexibilidad y funcionalidad como prioridades.

Nuestras asas reutilizables, ya sean **con alambre de corte multifilamento o monofilamento**, ofrecen el máximo confort para el usuario. Tras la extirpación de un pólipo, la **punta sin aislamiento** permite una coagulación puntual de la zona sin cambiar de instrumento.

También puede beneficiarse de nuestras asas **multifilamento con punta aislada**, que previene la perforación al desplegar el asa y la coagulación durante la extirpación del pólipo en condiciones de mala visibilidad.



134°C Autoclave 273°F  
**Asa de polipectomía reusable simétrica multifilamento**

**Sin punta aislada**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
34181/55-230	Ø 2,0 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
34181/65-230	Ø 2,0 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
34181/75-230	Ø 2,0 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.
34221/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
34221/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
34221/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.

Escala 1:1

**Sin punta aislada, con mango fijo (conexión A)**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
K34221/55A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
K34221/65A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
K34221/75A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.


**Girable, sin punta aislada**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
D34221/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
D34221/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
D34221/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.

Escala 1:1

**Con punta aislada**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
34180/55-230	Ø 2,0 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
34180/65-230	Ø 2,0 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
34180/75-230	Ø 2,0 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.
34220/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
34220/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
34220/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.




**Con punta aislada, con mango fijo (conexión A)**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
K34220/55A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
K34220/65A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
K34220/75A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.

**Girable, con punta aislada**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
D34220/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
D34220/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
D34220/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.





**Asa de polipectomía **reutilizable** simétrica monofilamento**

**in punta aislada**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
34221M/35-230	Ø 2,8 mm	aprox. 10 mm	230 cm	1 ud.
34221M/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
34221M/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
34221M/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 30 mm	230 cm	1 ud.





 Asa de mucosectomía **reutilizable** simétrica multifilamento

Solo disponible con mango fijo.



**Sin punta aislada (conexión A)**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa
K34226/75A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 30 mm

Escala 1:1



 Asa de polipectomía **reutilizable** asimétrica multifilamento

**Sin punta aislada**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
3218-180	Ø 2,0 mm	aprox. 15 mm	180 cm	1 ud.
3218-230	Ø 2,0 mm	aprox. 15 mm	230 cm	1 ud.
3322-180	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	180 cm	1 ud.
3322-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.



**Sin punta aislada**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
3022-230	Ø 2,8 mm	aprox. 15 mm	230 cm	1 ud.
3122-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.



**Sin punta aislada, con mango fijo (conexión A)**


N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
K3218A-180	Ø 2,0 mm	aprox. 15 mm	180 cm	1 ud.
K3218A-230	Ø 2,0 mm	aprox. 15 mm	230 cm	1 ud.
K3322A-180	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	180 cm	1 ud.
K3322A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.

**Sin punta aislada, con mango fijo (conexión A)**

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
K3022A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 15 mm	230 cm	1 ud.
K3122A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.


**Girable, sin punta aislada**


N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
D3322-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.



**Girable, sin punta aislada**

Artikelnummer	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
D3122-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.





134°C Autoclave 273°F


## Asa de mucosectomía reusable asimétrica multifilamento



### Con asidero, sin punta aislada (conexión A)

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
6522.40A-180	Ø 2,8 mm	aprox. 40 mm	180 cm	1 ud.
6522.40A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 40 mm	230 cm	1 ud.
6522.60A-180	Ø 2,8 mm	aprox. 60 mm	180 cm	1 ud.
6522.60A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 60 mm	230 cm	1 ud.


Escala 1:1




### Con asidero, con punta aislada (conexión A)

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
6522.401A-180	Ø 2,8 mm	aprox. 40 mm	180 cm	1 ud.
6522.401A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 40 mm	230 cm	1 ud.
6522.601A-180	Ø 2,8 mm	aprox. 60 mm	180 cm	1 ud.
6522.601A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 60 mm	230 cm	1 ud.

Escala 1:1






134°C Autoclave 273°F Asa de polipectomía reusable hexagonal multifilamento



Sin punta aislada

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
37180/65-230	Ø 2,0 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
37220/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
37220/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
37220/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.




Sin punta aislada, con mango fijo (conexión A)

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
K37180/65A-230	Ø 2,0 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
K37220/55A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
K37220/65A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
K37220/75A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.




Girable, sin punta aislada

N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
D37180/65-230	Ø 2,0 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
D37220/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
D37220/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
D37220/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.




Con punta aislada				
N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
38180/65-230	Ø 2,0 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
38220/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
38220/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
38220/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.



134°C Autoclave 273°F  
 Empalmes tubulares reutilizables para versiones no girables

Con punta aislada, con mango fijo (conexión A)				
N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
K38180/65A-230	Ø 2,0 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
K38220/55A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
K38220/65A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
K38220/75A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.



134°C Autoclave 273°F  
 Empalmes tubulares reutilizables para versiones girables

Girable, con punta aislada				
N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
D38180/65-230	Ø 2,0 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
D38220/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1 ud.
D38220/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1 ud.
D38220/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1 ud.



Mangos reutilizables

Unión roscada para una fijación rápida y segura

Mango ergonómico para un trabajo sin fatiga

Conexión Luer-Lock para una adaptación rápida y sencilla

Con conexión A

Anilla girable

134°C Autoclave 273°F **Mango reutilizable con conexión A para empalmes tubulares**

Apto para mangos estándares y mangos para versiones girables.

N.º de artículo	Conexión	Ud. de venta
6203LL	Conexión A para cable de 4 mm	1 ud.

Conexión Luer-Lock para la limpieza de la luz interior


Mango ergonómico para un trabajo sin fatiga

Anilla girable

Con conexión A

134°C Autoclave 273°F **Mango fijo reutilizable**

# Más productos de Maslanka



Nuestro catálogo incluye productos para las áreas de gastroenterología, cardiología y urología, además de soluciones específicas para cirugía.

En nuestro catálogo puede encontrar un compendio detallado de nuestros productos. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna duda.

- Gastroenterología
- Cardiología
- Urología
- Neurología
- Soluciones personalizadas

# Asas de polipectomía y mucosectomía reutilizables



**H. + H. Maslanka**  
**Chirurgische Instrumente GmbH**  
Stockacherstraße 172  
78532 Tuttlingen / Alemania

Tel.: +49 7461 9607 - 0  
Fax: +49 7461 - 47 32  
info@maslanka.de  
www.maslanka.de/es

06/2022 | ES

CE 0483