

Aguja hipodérmica urológica desechable



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Alemania

Tel.: +49 (0) 7461 9607 - 0
Fax: +49 (0) 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

15558 | 03/2022 | ES

CE 0483




Desechable



Justo en el punto


Aguja hipodérmica urológica desechable

MASLANKA Aguja hipodérmica urológica desechable



Desechable Aguja hipodérmica urológica

N.º de artículo	Diámetro de la aguja	Longitud de la aguja	Canal de trabajo	Longitud de trabajo	Ud. de
ET2518.74-060	Ø 0,7 mm	4 mm	2,0 mm	60 cm	10 uds.
ET2518.76-060	Ø 0,7 mm	6 mm	2,0 mm	60 cm	10 uds.



Clip de seguridad para proteger ante un avance no intencionado de la aguja

Conexión de tipo Luer-Lock para una adaptación segura entre aguja y extremo

Protección segura y bloqueo seguro: Después del uso, el tubo se puede doblar para ofrecer protección ante un avance no intencionado de la aguja y evitar así el riesgo de lesiones

Tapón de rosca de tipo Luer-Lock para una fijación segura durante su uso

Mango ergonómico para un manejo seguro

Desechable Mango ergonómico

El mango ergonómico de un solo uso es compatible con todas nuestras agujas para inyección, biopsia y aspiración. El uso de materiales de alta calidad garantiza una fuerza de punción elevada y estable y permite así un tratamiento seguro y fiable, tanto para el usuario como para el paciente. Gracias a nuestra vasta experiencia en el desarrollo y fabricación de productos sanitarios, usted disfruta de un producto

totalmente maduro. Nuestro compromiso es seguir desarrollando y optimizando continuamente la calidad de nuestros productos y satisfacer así unas exigencias cada vez mayores en cuanto a máxima precisión y eficiencia durante el uso.