



Gleichmäßiges Auftragen


Mehrweg Laparoskopischer Applikator
für die Anwendung mit Protein-Thrombin-Matrix

MASLANKA Mehrweg Laparoskopischer Applikator

Kein Metallabrieb durch die Verwendung hochwertiger, rostfreier Stähle

Sichere und gleichmäßige Druckausübung durch den ergonomischen Kunststoffgriff

Das gewünschte Produkt ist nicht dabei?
Sprechen Sie uns an.



Besteht aus zwei Komponenten:
Einem nicht reflektierenden Edelstahl-Trokar und einem Edelstahldorn mit Kunststoffgriff für die bessere Reinigung

Leichter Überstand für eine komplette Applikation



Mehrweg

Laparoskopischer Applikator für die Anwendung mit Protein-Thrombin-Matrix inklusive Reinigungsbürste

Artikelnummer	Arbeitskanal ab Ø	Arbeitslänge	VE
285040-35	5,0 mm	35 cm	1