




Einweg



Vollendeter Schutz

Einweg Zytologiebürste

MASLANKA Einweg Zytologiebürste



Einweg Zytologiebürste

| Artikelnummer | Arbeitskanal | Bürstendurchmesser | Bürstenlänge | Arbeitslänge | VE |
|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|----------|
| E4210-120 | Ø 1,2 mm | Ø 1,0 mm | - 10 mm | 120 cm | 10 Stück |
| E4210-230 | Ø 1,2 mm | Ø 1,0 mm | - 10 mm | 230 cm | 10 Stück |

| | | | | | |
|-----------|----------|----------|---------|--------|----------|
| E4218-120 | Ø 2,0 mm | Ø 2,2 mm | - 15 mm | 120 cm | 10 Stück |
| E4218-180 | Ø 2,0 mm | Ø 2,2 mm | - 15 mm | 180 cm | 10 Stück |
| E4222-230 | Ø 2,8 mm | Ø 2,2 mm | - 15 mm | 230 cm | 10 Stück |