



Urologische
Injektionsnadeln




H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 (0) 7461 9607 - 0
Fax: +49 (0) 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

Auf den Punkt genau

Urologische Injektionsnadeln


CE 0483 03/2020 | DE



Urologische Injektionsnadel, **einziehbar**

Unser Produkt für den mehrfachen Gebrauch.

Artikelnummer	Nadeldurchmesser	Nadellänge	Arbeitskanal	Arbeitslänge	VE	
2518-50/10	Ø 0,7 mm	10 mm	2,0 mm	60 cm	10 Stück	Nadel einziehbar



Urologische Injektionsnadel, **feststehend**

Unser Produkt für den mehrfachen Gebrauch.

Artikelnummer	Nadeldurchmesser	Nadellänge	Arbeitskanal	Arbeitslänge	VE	
2518-50/10F	Ø 0,7 mm	10 mm	2,0 mm	60 cm	10 Stück	Nadel feststehend