



Catéter de pulverización reutilizable



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Alemania

Tel.: +49 (0) 7461 9607 - 0
Fax: +49 (0) 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

Exacto y orientado a los objetivos

Catéter de pulverización

CE 0483 09/2022 | ES

Benefíciense con las ventajas de nuestros catéteres de pulverización

Uso en broncoscopia para la pulverización de anestésicos o en cromoendoscopia

Punta redondeada **atraumática** de acero fino inoxidable

Radiopaco

Para tinción frontal o para humectación de la pared estomacal o intestinal

También para pliegues intestinales de difícil acceso en cromoendoscopia

Para la tinción circunferencial lateral de grandes superficies o la humectación de la pared estomacal o intestinal



Vista lateral



Reutilizable

Catéter de pulverización incl. mandril, nebulización axial para uso en broncoscopia y cromoendoscopia

Número de artículo	Canal de trabajo desde	Longitud de trabajo	Modelo	Presentación
47185-120	2,0 mm	120 cm	nebulización axial	10 unidades
47185-180	2,0 mm	180 cm		10 unidades
47185-230	2,0 mm	230 cm		10 unidades



Vista frontal



Reutilizable

Catéter de pulverización incl. mandril, nebulización radial para uso en cromoendoscopia

Número de artículo	Canal de trabajo desde	Longitud de trabajo	Modelo	Presentación
47226-230	2,8 mm	230 cm	nebulización radial	10 unidades