



Accesorios reutilizables
Mangos y cables de alta frecuencia




H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Alemania

Tel.: +49 7461 9607 - 0
Fax: +49 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

Accesorios compatibles

Mangos y cables de alta frecuencia reutilizables

CE 0483 03/2022 | ES



Chapado en oro para un mejor contacto

134°C Antisepticum 273°F Reutilizable
Cable de alta frecuencia

134°C Antisepticum 273°F Reutilizable
Mango

El mango ideal para nuestros productos.

N.º de artículo	Conexión	Compatible con	Ud. de
6202LL	Mango corto con conexión AF para cable Olympus	Pinzas de alta frecuencia	1 ud.
6203LL	Mango largo con conexión AF para cable Olympus	Canastillas	1 ud.

N.º de artículo	Conexión en el lado de sujeción	Lado del dispositivo	Longitud de trabajo
6400LL	para mango HM	Clavija de 4 mm, marcas Martin, Storz y Erbe (series E y T)	300 cm
6404LL	para mango HM	Clavija de 5 mm, marca Erbe (dispositivo ICC y dispositivos VIO)	
6402LL	para mango HM	Clavija de 6 mm, marca Olympus (dispositivo 120/300 y dispositivo VIO)	
6407LL	para mango HM	Clavija de 8 mm (marca Vallylab)	
6403A	Olympus	Clavija de 4 mm, marcas Martin, Storz y Erbe (series E y T)	
6405A	Olympus	Clavija de 5 mm, marca Erbe (dispositivo ICC y dispositivos VIO)	
6406A	Olympus	Clavija de 6 mm, marca Olympus (dispositivo 120/300 y dispositivo VIO)	
6408A	Olympus	Clavija de 8 mm, marca Vallylab	