

Mehrweg  
Koagulationssonde



H. + H. Maslanka  
Chirurgische Instrumente GmbH  
Stockacherstraße 172  
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 7461 9607 - 0  
Fax: +49 7461 - 47 32  
info@maslanka.de  
www.maslanka.de


CE 0483 04/2020 | DE



# Mit Präzision ans Ziel

Mehrweg Koagulationssonde

MASLANKA Mehrweg Koagulationssonde



## Mehrweg Koagulationssonde mit Olympus HF-Anschluss

Unser Produkt für den mehrfachen Gebrauch. Mit einer Spülbohrung.

Artikelnummer	Arbeitskanal	Arbeitslänge	VE
8018A-180	Ø 2,0 mm	180 cm	1 Stück
8018A-230	Ø 2,0 mm	230 cm	1 Stück
8022A-180	Ø 2,8 mm	180 cm	1 Stück
8022A-230	Ø 2,8 mm	230 cm	1 Stück



## Mehrweg Koagulationssonde mit Olympus HF-Anschluss

Unser Produkt für den mehrfachen Gebrauch. Mit sechs Spülbohrungen.

Artikelnummer	Arbeitskanal	Arbeitslänge	VE
8022/6A-180	Ø 2,8 mm	180 cm	1 Stück
8022/6A-230	Ø 2,8 mm	230 cm	1 Stück