



Mehrweg
Koagulationssonde



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 7461 9607 - 0
Fax: +49 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

01/2018 | DE

Mit Präzision ans Ziel

Mehrweg Koagulationssonde

MASLANKA Mehrweg Koagulationssonde



PTFE-Ummantelung zum Schutz vor Hitze und ungewolltem Koagulieren

Metallköpfchen für eine bessere Leitfähigkeit

Bei Bedarf kann eine Spülpumpe angeschlossen werden, um die behandelte Blutung mit Wasser zu verkochen, so dass eine direkte Berührung der Sondenspitze mit dem Gewebe verhindert wird

Haltegriff dient zur Anbringung

Durch Spülanschluss kann unter Kochsalzlösung koaguliert werden


Koagulationssonde kann nur mit HF-Strom benutzt werden

134°C Autoclave 273°F Mehrweg

Koagulationssonde mit Olympus HF-Anschluss

Unser Produkt für den mehrfachen Gebrauch. Mit einer Spülbohrung.

Artikelnummer	Arbeitskanal	Arbeitslänge	VE
8018A-120	Ø 2,0 mm	120 cm	1 Stück
8018A-160	Ø 2,0 mm	160 cm	1 Stück
8018A-180	Ø 2,0 mm	180 cm	1 Stück
8018A-230	Ø 2,0 mm	230 cm	1 Stück
8022A-120	Ø 2,8 mm	120 cm	1 Stück
8022A-160	Ø 2,8 mm	160 cm	1 Stück
8022A-180	Ø 2,8 mm	180 cm	1 Stück
8022A-230	Ø 2,8 mm	230 cm	1 Stück



PTFE-Ummantelung zum Schutz vor Hitze und ungewolltem Koagulieren

Metallköpfchen für eine bessere Leitfähigkeit

Bei Bedarf kann eine Spülpumpe angeschlossen werden, um die behandelte Blutung mit Wasser zu verkochen, so dass eine direkte Berührung der Sondenspitze mit dem Gewebe verhindert wird

Für eine stärkere Wirkung mit sechs Spülbohrungen

Haltegriff dient zur Anbringung

Durch Spülanschluss kann unter Kochsalzlösung koaguliert werden

Koagulationssonde kann nur mit HF-Strom benutzt werden

134°C Autoclave 273°F Mehrweg

Koagulationssonde mit Olympus HF-Anschluss

Unser Produkt für den mehrfachen Gebrauch. Mit sechs Spülbohrungen.

Artikelnummer	Arbeitskanal	Arbeitslänge	VE
8022/6A-180	Ø 2,8 mm	180 cm	1 Stück
8022/6A-230	Ø 2,8 mm	230 cm	1 Stück