



Mehrweg Zubehör
Handgriffe & Hochfrequenzkabel




H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 7461 9607 - 0
Fax: +49 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

Passendes Zubehör

Mehrweg Handgriffe und Hochfrequenzkabel

CE 0483 07/2020 | DE



Mehrweg
Handgriff

Zu unseren Produkten der passende Griff.

Artikelnummer	Anschluss	Passend zu	VE
6202LL	Handgriff kurz mit HF-Anschluss für Olympus Kabel	Hochfrequenzzangen	1 Stück
6203LL	Handgriff lang mit HF-Anschluss für Olympus Kabel	Schlingen	1 Stück



Vergoldet für eine bessere Kontaktgabe



Geräteseite

6403A, 4 mm
6405A, 5 mm
6400LL, 4 mm
6404LL, 5 mm



6406A, 6 mm
6402LL, 6 mm



6408A, 8 mm
6407LL, 8 mm

Mehrweg
Hochfrequenzkabel

Artikelnummer	Anschluss Griffseite	Geräteseite	Arbeitslänge
6400LL	für HM-Griff	4 mm Stecker, Firma Martin, Storz, Erbe (E und T-Serie)	300 cm
6404LL	für HM-Griff	5 mm Stecker, Firma Erbe (ICC Gerät und VIO Geräte)	
6402LL	für HM-Griff	6 mm Stecker, Firma Olympus (120/300 Gerät und VIO Geräte)	
6407LL	für HM-Griff	8 mm Stecker (Firma Vallylab)	
6403A	Olympus	4 mm Stecker, Firma Martin, Storz, Erbe (E und T-Serie)	
6405A	Olympus	5 mm Stecker, Firma Erbe (ICC Gerät und VIO Geräte)	
6406A	Olympus	6 mm Stecker, Firma Olympus (120/300 Gerät und VIO Geräte)	
6408A	Olympus	8 mm Stecker, Firma Vallylab	