



Vollendeter Schutz

Mehrweg Zytologiebürste

MASLANKA Mehrweg Zytologiebürste

Verschließung des Arbeitskanals durch den Kugelkopf **verhindert eine Fremdkontamination**

Kugelkopf als **Schutz vor Beschädigungen** im Endoskop

4222E

Kurzer Abstand zwischen Kopf und Bürste für den direkten Kontakt

4218E

Ergonomischer Griff

Durch Drehen der Bürste lässt sich ein **besserer Abstrich** erzielen

 **Mehrweg**
Zytologiebürste

Artikelnummer	Arbeitskanal	Bürstendurchmesser	Bürstenlänge	Arbeitslänge	VE
4218E-120	Ø 2,0 mm	Ø 1,2 mm	- 10 mm	120cm	1 Stück
4218E-180	Ø 2,0 mm	Ø 1,2 mm	- 10 mm	180 cm	1 Stück
4222E-230	Ø 2,8 mm	Ø 2,0 mm	- 10 mm	230 cm	1 Stück