

The background of the page features a collection of medical instruments used in gastroenterology, including endoscopes, biopsy forceps, and various catheters, all rendered in a light blue, semi-transparent style. A central white rectangular box with a thin black border contains the title text.

GASTROENTEROLOGIE

Dieser Katalog bleibt ausschließlich Eigentum der Firma H. + H. Maslanka Chirurgische Instrumente GmbH.
Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Autoclavierbar bei 134°C bzw. 273°F für 5 Minuten



Sterilisiert mit Gammastrahlen



Sterilisiert mit Etylenoxid-Gas



Einmalprodukt - Produkt darf nicht resterilisiert bzw. aufbereitet werden.



Röntgendicht - Produkt ist unter Röntgenkontrolle sichtbar.



Mit Kontrastmittelansatz - Produkt ist zur Kontrastmittelgabe ausgestattet.



Mit Reinigungsansatz - Produkt hat einen separaten Spülansatz zur Reinigung vor der Wiederaufbereitung bzw. vor dem Autoclavieren.



Mit Hochfrequenzanschluß - Produkt ist ausgelegt für das Arbeiten mit hochfrequentem Strom. Jeweilige Geräte -und Instrumentenangaben sind zu berücksichtigen.

Gastroenterologie

	Seite
Biopsiezangen	4-32
Scheren, Fadenstanzen, Hakenschere	33-37
Fremdkörperzangen	38-60
Transbronchiale Biopsienadeln	61-69
Sklerosierungsnadeln	70-78
Sonden für die Fibrinklebung	79-83
Polypektomieschlingen	84-114
Reinigungsbürsten	115-122
Zytologiebürsten zum Einmalgebrauch	123-125
Steinfänger	126-135
Katheter zur ERCP	136-145
Sonden für die Chromoendoskopie	146-151
Papillotome	152-163
Koagulationssonden	164-167
Zubehör	168-177

Gastroenterologie

Biopsiezangen



Seite

Biopsiezange Einmalproduktion - Warengruppe 0017	5-6
Biopsiezange mit Hochfrequenzanschluss Mehrweg - Warengruppe 0018	7-8
Biopsiezange Mehrweg - Warengruppe 0020	9-28
Biopsiezange zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0025	29-32

Gastroenterologie

Biopsiezangen

Biopsiezange Einmalproduktion - Warengruppe 0017

Seite

Biopsiezange ovale Maulteile Ø 2,3 mm - Budget 6

Biopsiezange ovale Maulteile Ø 2,3 mm - Budget



Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Ovale Maulteile mit Fenster
- Wahlweise mit Dorn
- Einfacher Aufbau - kostengünstige Alternative



	Länge	Ausführung der Spirale
		distal angeschliffen
ohne Dorn	120 cm	auf Anfrage
	160 cm	BK0222V-160
	180 cm	BK0222V-180
	230 cm	BK0222V-230
mit Dorn	120 cm	auf Anfrage
	160 cm	BK0222VD-160
	180 cm	BK0222VD-180
	230 cm	BK0222VD-230

Gastroenterologie

Biopsiezangen

Biopsiezange mit Hochfrequenzanschluss Mehrweg - Warengruppe 0018

Seite

Biopsiezange mit Hochfrequenzanschluss 8

Biopsiezange mit Hochfrequenzanschluss



- Ovale Maulteile für Arbeitskanäle Ø 2,0 mm und Ø 2,8 mm
- Runde Maulteile für Arbeitskanal Ø 3,4 mm
- Maulteile gefenstert
- PTFE-Ummantelung mit Reinigungsansatz
- Ohne Griff



HF-Anschluss	Länge	für Arbeitskanäle		
		ab Ø 2,0 mm	ab Ø 2,8 mm	ab Ø 3,8 mm
4 mm Buchse passend zu Griff 6201	120 cm	6118-120	auf Anfrage	auf Anfrage
	160 cm	6118-160	6122-160	6134-160
	180 cm	6118-180	6122-180	6134-180
	230 cm	6118-230	6122-230	6134-230
Olympus Anschluss passend zu Griff 6203	120 cm	6118A-120	auf Anfrage	auf Anfrage
	160 cm	6118A-160	6122A-160	6134A-160
	180 cm	6118A-180	6122A-180	6134A-180
	230 cm	6118A-230	6122A-230	6134A-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.

Gastroenterologie

Biopsiezangen

Biopsiezange Mehrweg - Warengruppe 0020

	Seite
Biopsiezange ovale Maulteile Ø 0,8 mm	10
Biopsiezange ovale Maulteile Ø 1,0 mm	11
Biopsiezange ovale Maulteile Ø 1,6 mm	12
Biopsiezange ovale Maulteile Ø 1,8 mm	13
Biopsiezange ovale Maulteile Ø 1,8 mm kippbar	14
Biopsiezange kurze Maulteile Ø 1,8 mm	15
Biopsiezange ovale Maulteile Ø 2,1 mm	16
Biopsiezange runde Maulteile Ø 2,4 mm	17
Biopsiezange ovale Maulteile Ø 2,3 mm	18
Biopsiezange ovale Maulteile Ø 2,3 mm kippbar	19
Biopsiezange ovale Maulteile Ø 2,5 mm	20
Biopsiezange runde Maulteile Ø 3,0 mm	21
Biopsiezange runde Maulteile Ø 3,4 mm	22
Biopsiezange gezahnte Maulteile Ø 1,6 mm	23
Biopsiezange gezahnte Maulteile Ø 1,8 mm	24
Biopsiezange gezahnte Maulteile Ø 1,8 mm kippbar	25
Biopsiezange gezahnte Maulteile Ø 2,3 mm	26
Biopsiezange ovale Maulteile 1x2 Zähne Ø 2,3 mm	27
Biopsiezange ovale Maulteile 1x2 Zähne Ø 2,3 mm kippbar	28



Biopsiezange ovale Maulteile Ø 0,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,0 mm

- Ovale Maulteile



Länge	Ausführung der Spirale
	geschliffen
120 cm	KG0208-120
160 cm	KG0208-160
180 cm	KG0208-180
230 cm	KG0208-230
280 cm	KG0208-280



Biopsiezange ovale Maulteile Ø 1,0 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,2 mm

- Ovale Maulteile



Länge	Ausführung der Spirale
	geschliffen
120 cm	KG0210-120
160 cm	KG0210-160
180 cm	KG0210-180
230 cm	KG0210-230
280 cm	KG0210-280



Biopsiezange ovale Maulteile Ø 1,6 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,8 mm

- Ovale Maulteile



Länge	Ausführung der Spirale
	geschliffen
120 cm	KG0316-120
160 cm	KG0316-160
180 cm	KG0316-180
230 cm	KG0316-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.

Biopsiezange ovale Maulteile Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Ovale Maulteile mit Fenster
- Wahlweise mit Dorn
- Spirale in verschiedenen Ausführungen
- PTFE-Ummantelung mit Reinigungsansatz



	Länge	Ausführung der Spirale		
		distal angeschliffen	geschliffen	PTFE-ummantelt
ohne Dorn	120 cm	K1618V-120	KG1618-120	KX1618-120
	160 cm	K1618V-160	KG1618-160	KX1618-160
	180 cm	K1618V-180	KG1618-180	KX1618-180
	230 cm	K1618V-230	KG1618-230	KX1618-230
	länger 230 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	nicht lieferbar
mit Dorn	120 cm	K1618VD-120	KG1618D-120	KX1618D-120
	160 cm	K1618VD-160	KG1618D-160	KX1618D-160
	180 cm	K1618VD-180	KG1618D-180	KX1618D-180
	230 cm	K1618VD-230	KG1618D-230	KX1618D-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Biopsiezange ovale Maulteile Ø 1,8 mm kippbar

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Ovale Maulteile mit Fenster
- Maulteil rechts/links kippbar



Länge	Ausführung der Spirale
	distal angeschliffen
120 cm	K1618VK-120
160 cm	K1618VK-160
180 cm	K1618VK-180
230 cm	K1618VK-230



Biopsiezange kurze Maulteile Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Kurze Maulteile mit Fenster
- Wahlweise mit Dorn
- Spirale in verschiedenen Ausführungen



	Länge	Ausführung der Spirale	
		distal angeschliffen	geschliffen
ohne Dorn	120 cm	K1718V-120	KG1718-120
	160 cm	K1718V-160	KG1718-160
	180 cm	K1718V-180	KG1718-180
	230 cm	K1718V-230	KG1718-230
	250 cm	K1718V-250	nicht lieferbar
	280 cm	K1718V-280	nicht lieferbar
mit Dorn	120 cm	K1718VD-120	KG1718D-120
	160 cm	K1718VD-160	KG1718D-160
	180 cm	K1718VD-180	KG1718D-180
	230 cm	K1718VD-230	KG1718D-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.

Biopsiezange ovale Maulteile Ø 2,1 mm



Für Arbeitskanäle ab Ø 2,4 mm

- Ovale Maulteile mit Fenster
- Wahlweise mit Dorn
- Spirale in verschiedenen Ausführungen



	Länge	Ausführung der Spirale	
		distal angeschliffen	geschliffen
ohne Dorn	120 cm	K0221V-120	KG0221-120
	160 cm	K0221V-160	KG0221-160
	180 cm	K0221V-180	KG0221-180
	230 cm	K0221V-230	KG0221-230
mit Dorn	120 cm	K0221VD-120	KG0221D-120
	160 cm	K0221VD-160	KG0221D-160
	180 cm	K0221VD-180	KG0221D-180
	230 cm	K0221VD-230	KG0221D-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Biopsiezange runde Maulteile Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Runde Maulteile mit Fenster



Länge	Ausführung der Spirale
	distal angeschliffen
120 cm	auf Anfrage
160 cm	K0122V-160
180 cm	K0122V-180
230 cm	K0122V-230
270 cm	K0122V-270
300 cm	K0122V-300

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.

Biopsiezange ovale Maulteile Ø 2,3 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Ovale Maulteile mit Fenster
- Wahlweise mit Dorn
- Spirale in verschiedenen Ausführungen
- PTFE-Ummantelung mit Reinigungsansatz



	Länge	Ausführung der Spirale		
		distal angeschliffen	geschliffen	PTFE-ummantelt
ohne Dorn	160 cm	K0222V-160	KG0222-160	KX0222-160
	180 cm	K0222V-180	KG0222-180	KX0222-180
	230 cm	K0222V-230	KG0222-230	KX0222-230
	länger 230 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	nicht lieferbar
mit Dorn	160 cm	K0222VD-160	KG0222D-160	KX0222D-160
	180 cm	K0222VD-180	K0222VD-180	K0222VD-180
	230 cm	K0222VD-230	KG0222D-230	KX0222D-230
	länger 230 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	nicht lieferbar

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Biopsiezange ovale Maulteile Ø 2,3 mm kippbar

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Ovale Maulteile mit Fenster
- Maulteile rechts/links kippbar



Länge	Ausführung der Spirale
	distal angeschliffen
160 cm	K0222VK-160
180 cm	K0222VK-180
230 cm	K0222VK-230

Biopsiezange ovale Maulteile Ø 2,5 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Ovale Maulteile mit Fenster
- Wahlweise mit Dorn
- Spirale in verschiedenen Ausführungen
- PTFE-Ummantelung mit Reinigungsansatz



	Länge	Ausführung der Spirale		
		distal angeschliffen	geschliffen	PTFE-ummantelt
ohne Dorn	120 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	160 cm	K0225V-160	KG0225-160	KX0225-160
	180 cm	K0225V-180	KG0225-180	KX0225-180
	230 cm	K0225V-230	KG0225-230	KX0225-230
mit Dorn	120 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	160 cm	K0225VD-160	KG0225D-160	KX0225D-160
	180 cm	K0225VD-180	KG0225D-180	KX0225D-180
	230 cm	K0225VD-230	KG0225D-230	KX0225D-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Biopsiezange runde Maulteile Ø 3,0 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 3,6 mm

- Runde Maulteile mit Fenster
- Wahlweise mit Dorn
- Spirale in verschiedenen Ausführungen



	Länge	Ausführung der Spirale
		distal angeschliffen
Ohne Dorn	120 cm	auf Anfrage
	160 cm	K0130V-160
	180 cm	K0130V-180
	230 cm	K0130V-230
Mit Dorn	120 cm	auf Anfrage
	160 cm	K0130VD-160
	180 cm	K0130VD-180
	230 cm	K0130VD-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.

Biopsiezange runde Maulteile Ø 3,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 3,8 mm

- Runde Maulteile mit Fenster
- Wahlweise mit Dorn
- Spirale in verschiedenen Ausführungen
- PTFE-Ummantelung mit Reinigungsansatz



	Länge	Ausführung der Spirale		
		distal angeschliffen	geschliffen	PTFE-ummantelt
Ohne Dorn	120 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	160 cm	K0134V-160	KG0134-160	KX0134-160
	180 cm	K0134V-180	KG0134-180	KX0134-180
	230 cm	K0134V-230	KG0134-230	KX0134-230
Mit Dorn	120 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	160 cm	K0134VD-160	KG0134D-160	KX0134D-160
	180 cm	K0134VD-180	KG0134D-180	KX0134D-180
	230 cm	K0134VD-230	KG0134D-230	KX0134D-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Biopsiezange gezahnte Maulteile Ø 1,6 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,8 mm

- Ovale gezahnte Maulteile



Länge	Ausführung der Spirale
	geschliffen
120 cm	KG0416-120
160 cm	KG0416-160
180 cm	KG0416-180
230 cm	KG0416-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Biopsiezange gezahnte Maulteile Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Gezahnte Maulteile
- Spirale in verschiedenen Ausführungen



Länge	Ausführung der Spirale	
	Standard	distal angeschliffen
120 cm	K0418-120	K0418V-120
160 cm	K0418-160	K0418V-160
180 cm	K0418-180	K0418V-180
230 cm	K0418-230	K0418V-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Biopsiezange gezahnte Maulteile Ø 1,8 mm kippbar

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Gezahnte Maulteile
- Maulteile rechts/links kippbar



Länge	Ausführung der Spirale
	distal angeschliffen
120 cm	K0418VK-120
160 cm	K0418VK-160
180 cm	K0418VK-180
230 cm	K0418VK-230



Biopsiezange gezahnte Maulteile Ø 2,3 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Gezahnte Maulteile
- Wahlweise mit Dorn



	Länge	Ausführung der Spirale
		distal angeschliffen
ohne Dorn	120 cm	auf Anfrage
	160 cm	K0422V-160
	180 cm	K0422V-180
	230 cm	K0422V-230
mit Dorn	120 cm	auf Anfrage
	160 cm	K0422VD-160
	180 cm	K0422VD-180
	230 cm	K0422VD-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Biopsiezange ovale Maulteile 1x2 Zähne Ø 2,3 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Ovale Maulteile mit 1x2 Zähnen
- Spirale in verschiedenen Ausführungen



Länge	Ausführung der Spirale	
	distal angeschliffen	geschliffen
120 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
160 cm	K0722V-160	KG0722-160
180 cm	K0722V-180	KG0722-180
230 cm	K0722V-230	KG0722-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Biopsiezange ovale Maulteile 1x2 Zähne Ø 2,3 mm kippbar

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Ovale Maulteile mit 1x2 Zähnen



Länge	Ausführung der Spirale
	distal angeschliffen
120 cm	auf Anfrage
160 cm	K0722VK-160
180 cm	K0722VK-180
230 cm	K0722VK-230

Gastroenterologie

Biopsiezangen

Biopsiezange zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0025

	Seite
Biopsiezange Ø 1,7 mm zum Einmalgebrauch	30
Biopsiezange Ø 2,3 mm zum Einmalgebrauch	31
Biopsiezange gezahnte Maulteile Ø 2,3 mm zum Einmalgebrauch	32



Biopsiezange Ø 1,7 mm zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Länge	Bestellnummer
120 cm	E1618-120
160 cm	E1618-160
180 cm	E1618-180
230 cm	E1618-230



Biopsiezange Ø 2,3 mm zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Länge	Ausführung	
	ohne Dorn	mit Dorn
160 cm	E0223-160	E0223D-160
180 cm	E0223-180	E0223D-180
230 cm	E0223-230	E0223D-230



Biopsiezange gezahnte Maulteile Ø 2,3 mm zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm


- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Länge	Ausführung	
	ohne Dorn	mit Dorn
160 cm	E0423-160	E0423D-160
180 cm	E0423-180	E0423D-180
230 cm	E0423-230	E0423D-230

Gastroenterologie

Scheren, Fadenstanzen, Hakenschere



Seite

Scherenzange, Fadenstanze, Hakenschere - Mehrweg - Warengruppe 0024 34-37

Gastroenterologie

Scheren, Fadenstanzen, Hakenschere

Scherenzange, Fadenstanze, Hakenschere - Mehrweg - Warengruppe 0024

	Seite
Scherenzange Ø 2,4 mm	35
Fadenstanze Ø 2,4 mm	36
Hakenschere Ø 2,4 mm	37



Scherenzange Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Scherenblätter einseitig gezahnt



Länge	Ausführung der Spirale
	Standard
120 cm	auf Anfrage
160 cm	K0922-160
180 cm	K0922-180
230 cm	K0922-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.

Fadenstanze Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Kolbenförmige Stanze
- Zum Durchtrennen von Nahtmaterial



Länge	Ausführung der Spirale
	Standard
120 cm	auf Anfrage
160 cm	K1922-160
180 cm	K1922-180
230 cm	K1922-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Hakenschere Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Kolbenförmige Stanze
- Zum Durchtrennen von Nahtmaterial



Länge	Ausführung der Spirale
	Standard
160 cm	K09224-160
180 cm	K09224-180
230 cm	K09224-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.

Gastroenterologie

Fremdkörperzangen



	Seite
Polypen-Fasszange Mehrweg - Warengruppe 0021	39-40
Fremdkörperzangen Mehrweg - Warengruppe 0022	41-58
Fremdkörperzange zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0034	59-60

Gastroenterologie

Fremdkörperzangen

Polypen-Fasszange Mehrweg - Warengruppe 0021

Seite

Polypen-Fasszange Ø 2,4 mm40



Polypen-Fasszange Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- 3-, 4- und 5-armiger stumpfer Greifer
- Greifer komplett einziehbar
- Mit röntgendichtem spülbarem Kunststofftubus lieferbar



	Länge	Ausführung der Spirale	
		distal angeschliffen	Kunststofftubus
3-armig	160 cm	K1322.3-160	KT1322.3-160
	180 cm	K1322.3-180	KT1322.3-180
	230 cm	K1322.3-230	KT1322.3-230
4-armig	160 cm	nicht lieferbar	KT1322.4-160
	180 cm	nicht lieferbar	KT1322.4-180
	230 cm	nicht lieferbar	KT1322.4-230
5-armig	160 cm	nicht lieferbar	KT1322.5-160
	180 cm	nicht lieferbar	KT1322.5-180
	230 cm	nicht lieferbar	KT1322.5-230

Gastroenterologie

Fremdkörperzangen

Fremdkörperzangen Mehrweg - Warengruppe 0022

	Seite
Fremdkörperzange gezahnte Maulteile Ø 2,3 mm	42
Fremdkörperzange Hechtmaul Ø 1,8 mm	43
Fremdkörperzange Hechtmaul Ø 2,3 mm	44
Fremdkörperzange Alligator Maulteile Ø 1,0 mm	45
Fremdkörperzange Alligator Maulteile Ø 1,8 mm	46
Fremdkörperzange Alligator Maulteile Ø 2,3 mm	47
Katheter-Legezange Maulteile Ø 2,4 mm	48
Ernährungssonde-Legezange Maulteile Ø 2,5 mm	49
Fremdkörperzange 1x2 Zähne Ø 1,8 mm	50
Fremdkörperzange 1x2 Zähne Ø 2,3 mm	51
Rattenzahnfasszange 1x2 Zähne Ø 2,3 mm groß öffnend	52
Fremdkörpergreifer 1x2 Zähne Ø 1,8 mm	53
Fremdkörpergreifer 1x2 Zähne Ø 2,4 mm	54
Fremdkörpergreifer 2x2 Zähne Ø 1,8 mm	55
Fremdkörpergreifer 2x2 Zähne Ø 2,4 mm	56
Fremdkörpergreifer mit Haken Ø 1,8 mm	57
Fremdkörpergreifer mit Haken Ø 2,4 mm	58



Fremdkörperzange gezahnte Maulteile Ø 2,3 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Quergezahnte Maulteile



Länge	Ausführung der Spirale
	Standard
120 cm	auf Anfrage
160 cm	K0522-160
180 cm	K0522-180
230 cm	K0522-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Fremdkörperzange Hechtmaul Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Quergezahnte Maulteile spitz zulaufend



Länge	Ausführung der Spirale
	Standard
120 cm	K1818-120
160 cm	K1818-160
180 cm	K1818-180
230 cm	K1818-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Fremdkörperzange Hechtmaul Ø 2,3 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Quergezahnte Maulteile spitz zulaufend



Länge	Ausführung der Spirale
	Standard
120 cm	auf Anfrage
160 cm	K1822-160
180 cm	K1822-180
230 cm	K1822-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.




Fremdkörperzange Alligator Maulteile Ø 1,0 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,2 mm

- Quer- und längsgezahnte Maulteile



Länge	Ausführung der Spirale
	geschliffen
120 cm	KG0610-120
160 cm	KG0610-160
180 cm	KG0610-180
230 cm	KG0610-230
280 cm	KG0610-280



Fremdkörperzange Alligator Maulteile Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Quer- und längsgezahnte Maulteile



Länge	Ausführung der Spirale
	Standard
120 cm	K0618-120
160 cm	K0618-160
180 cm	K0618-180
230 cm	K0618-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Fremdkörperzange Alligator Maulteile Ø 2,3 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Quer- und längsgezahnte Maulteile



Länge	Ausführung der Spirale
	Standard
120 cm	auf Anfrage
160 cm	K0622-160
180 cm	K0622-180
230 cm	K0622-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Katheter-Legezange

Maulteile Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Zum Positionieren von Kathetern



Länge	Ausführung der Spirale
	Standard
180 cm	K2224-180
230 cm	K2224-230
300 cm	K2224-300

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Ernährungssonde-Legezange

Maulteile Ø 2,5 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Zum Positionieren von Ernährungssonden



Länge	Ausführung der Spirale
	Standard
320 cm	K2325-320



Fremdkörperzange 1x2 Zähne Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- 1x2 Zähne
- Spirale in verschiedenen Ausführungen



Länge	Ausführung der Spirale	
	Standard	geschliffen
120 cm	K0818-120	KG0818-120
160 cm	K0818-160	KG0818-160
180 cm	K0818-180	KG0818-180
230 cm	K0818-230	KG0818-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Fremdkörperzange 1x2 Zähne Ø 2,3 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- 1x2 Zähne
- Spirale in verschiedenen Ausführungen
- PTFE-Ummantelung mit Reinigungsansatz



Länge	Ausführung der Spirale		
	Standard	geschliffen	PTFE-ummantelt
120 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
160 cm	K0822-160	KG0822-160	KX0822-160
180 cm	K0822-180	KG0822-180	KX0822-180
230 cm	K0822-230	KG0822-230	KX0822-230
280 cm	K0822-280	nicht lieferbar	nicht lieferbar
300 cm	K0822-300	nicht lieferbar	nicht lieferbar

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Rattenzahnfasszange 1x2 Zähne Ø 2,3 mm groß öffnend

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- 1x2 Zähne



Länge	Ausführung der Spirale	
	14,9 mm Öffnung	11,3 mm Öffnung
160 cm	K08122V-160	K08222V-160
180 cm	K08122V-180	K08222V-180
230 cm	K08122V-230	K08222V-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar.
Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Fremdkörpergreifer 1x2 Zähne Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- 1 zu 2 Zähne
- Greifer nicht komplett einziehbar



Länge	Ausführung der Spirale
	distal angeschliffen
120 cm	K1018-120
160 cm	K1018-160
180 cm	K1018-180
230 cm	K1018-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Fremdkörpergreifer 1x2 Zähne Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- 1x2 Zähne
- Greifer voll einziehbar
- Spirale in verschiedenen Ausführungen
- PTFE-Ummantelung mit Reinigungsansatz



Länge	Ausführung der Spirale	
	distal angeschliffen	PTFE-ummantelt
120 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
160 cm	K1022-160	KX1022-160
180 cm	K1022-180	KX1022-180
230 cm	K1022-230	KX1022-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Fremdkörpergreifer 2x2 Zähne Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- 2x2 Zähne
- Greifer nicht komplett einziehbar



Länge	Ausführung der Spirale
	distal angeschliffen
120 cm	K1118-120
160 cm	K1118-160
180 cm	K1118-180
230 cm	K1118-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Fremdkörpergreifer 2x2 Zähne Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- 2x2 Zähne
- Greifer voll einziehbar
- Spirale in verschiedenen Ausführungen
- PTFE-Ummantelung mit Reinigungsansatz



Länge	Ausführung der Spirale	
	distal angeschliffen	PTFE-ummantelt
120 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
160 cm	K1122-160	KX1122-160
180 cm	K1122-180	KX1122-180
230 cm	K1122-230	KX1122-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Fremdkörpergreifer mit Haken Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- 3-armiger Greifer mit Haken
- Greifer nicht komplett einziehbar
- Mit röntgendichtem spülbarem Kunststofftubus lieferbar



Länge	Ausführung der Spirale	
	distal angeschliffen	Kunststofftubus
120 cm	K1218-120	KT1218.3-120
160 cm	K1218-160	KT1218.3-160
180 cm	K1218-180	KT1218.3-180
230 cm	K1218-230	KT1218.3-230

Gegen Aufpreis sind die Instrumente auf dieser Seite anstelle des Kunststoffgriffes auch mit Metallgriff lieferbar. Hierbei entfällt bei der Bestellung das "K" bei der Artikelnummer.



Fremdkörpergreifer mit Haken Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- 3-, 4- und 5-armiger Greifer mit Haken
- Greifer nicht komplett einziehbar
- Mit röntgendichtem spülbarem Kunststofftubus lieferbar



	Länge	Ausführung der Spirale	
		distal angeschliffen	Kunststofftubus
3-armig	160 cm	K1222.3-160	KT1222.3-160
	180 cm	K1222.3-180	KT1222.3-180
	230 cm	K1222.3-230	KT1222.3-230
4-armig	160 cm	nicht lieferbar	KT1222.4-160
	180 cm	nicht lieferbar	KT1222.4-180
	230 cm	nicht lieferbar	KT1222.4-230
5-armig	160 cm	nicht lieferbar	KT1222.5-160
	180 cm	nicht lieferbar	KT1222.5-180
	230 cm	nicht lieferbar	KT1222.5-230

Gastroenterologie

Fremdkörperzangen

Fremdkörperzange zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0034

Seite

Polypen-Fasszange Ø 2,4 mm Einmalgebrauch60



Polypen-Fasszange Ø 2,4 mm Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- 3- und 4- armiger stumpfer Greifer
- Kunststofftubus



	Länge	Bestellnummer
3-armig	230 cm	ET1322.3-230
4-armig	230 cm	ET1322.4-230

Gastroenterologie

Transbronchiale Biopsienadeln



Seite

Transbronchiale Biopsienadeln Einmalgebrauch - Warengruppe 0001	62-65
Transbronchiale Biopsienadeln Mehrweg - Warengruppe 0006	66-69

Gastroenterologie

Transbronchiale Biopsienadeln

Transbronchiale Biopsienadeln Einmalgebrauch - Warengruppe 0001

	Seite
Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,6 mm zum Einmalgebrauch	63
Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,7 mm zum Einmalgebrauch	64
Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,9 mm zum Einmalgebrauch	65



Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,6 mm zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Nadeldurchmesser 0,6 mm
- Nadellänge 12 und 15 mm
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Nadellänge	Länge	Ausführung
		Kunststofftubus
12 mm	120 cm	ET2518.12-120
15 mm	120 cm	ET2518.15-120



Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,7 mm zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Nadeldurchmesser 0,7 mm
- Nadellänge 12 und 15 mm
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Nadellänge	Länge	Ausführung
		Kunststofftubus
12 mm	120 cm	ET2522.12-120
15 mm	120 cm	ET2522.15-120



Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,9 mm zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Nadeldurchmesser 0,9 mm
- Nadellänge 12 und 15 mm
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Nadellänge	Länge	Ausführung
		Kunststofftubus
12 mm	120 cm	ET2622.12-120
15 mm	120 cm	ET2622.15-120

Gastroenterologie

Transbronchiale Biopsienadeln

Transbronchiale Biopsienadeln Mehrweg - Warengruppe 0006

	Seite
Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,6 mm	67
Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,7 mm	68
Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,9 mm	69

Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,6 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Nadeldurchmesser 0,6 mm
- Nadellänge 12 und 15 mm
- Zur Reinigung zerlegbar



Nadellänge	Länge	Ausführung	
		Kunststofftubus	Metallspirale
12 mm	120 cm	T2518.12-120	2518.12-120
15 mm	120 cm	T2518.15-120	2518.15-120

Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,7 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Nadeldurchmesser 0,7 mm
- Nadellänge 12 und 15 mm
- Zur Reinigung zerlegbar



Nadellänge	Länge	Ausführung	
		Kunststofftubus	Metallspirale
12 mm	120 cm	T2522.12-120	2522.12-120
15 mm	120 cm	T2522.15-120	2522.15-120

Transbronchiale Biopsienadel Ø 0,9 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Nadeldurchmesser 0,9 mm
- Nadellänge 12 und 15 mm
- Zur Reinigung zerlegbar



Nadellänge	Länge	Ausführung	
		Kunststofftubus	Metallspirale
12 mm	120 cm	T2622.12-120	2622.12-120
15 mm	120 cm	T2622.15-120	2622.15-120

Gastroenterologie

Sklerosierungsnadeln



Seite

Sklerosierungsnadeln - Einmalprodukt - Warengruppe 0001	71-74
Sklerosierungsnadeln - Mehrweg - Warengruppe 0006	75-78

Gastroenterologie

Sklerosierungsnadeln

Sklerosierungsnadeln - Einmalprodukt - Warengruppe 0001

	Seite
Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,6 mm zum Einmalgebrauch	72
Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,7 mm zum Einmalgebrauch	73
Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,9 mm zum Einmalgebrauch	74



Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,6 mm zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Nadeldurchmesser 0,6 mm
- Nadellänge 4 und 6 mm
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Nadellänge	Länge	Ausführung
		Kunststofftubus
4 mm	120 cm	ET2518.4-120
	160 cm	ET2518.4-160
	180 cm	ET2518.4-180
	230 cm	ET2518.4-230
6 mm	120 cm	ET2518.6-120
	160 cm	ET2518.6-160
	180 cm	ET2518.6-180
	230 cm	ET2518.6-230



Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,7 mm zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Nadeldurchmesser 0,7 mm
- Nadellänge 4 und 6 mm
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Nadellänge	Länge	Ausführung
		Kunststofftubus
4 mm	160 cm	ET2522.4-160
	180 cm	ET2522.4-180
	230 cm	ET2522.4-230
	300 cm	ET2522.4-300
6 mm	160 cm	ET2522.6-160
	180 cm	ET2522.6-180
	230 cm	ET2522.6-230
	300 cm	ET2522.6-300



Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,9 mm zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Nadeldurchmesser 0,9 mm
- Nadellänge 4 und 6 mm
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Nadellänge	Länge	Ausführung
		Kunststofftubus
4 mm	160 cm	ET2622.4-160
	180 cm	ET2622.4-180
	230 cm	ET2622.4-230
	300 cm	ET2622.4-300
6 mm	160 cm	ET2622.6-160
	180 cm	ET2622.6-180
	230 cm	ET2622.6-230
	300 cm	ET2622.6-300

Gastroenterologie

Sklerosierungsnadeln

Sklerosierungsnadeln - Mehrweg - Warengruppe 0006

	Seite
Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,6 mm	76
Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,7 mm	77
Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,9 mm	78

Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,6 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Nadeldurchmesser 0,6 mm
- Nadellänge 4 und 6 mm
- Zur Reinigung zerlegbar



Nadellänge	Länge	Ausführung		
		Kunststofftubus	Kunststofftubus mit Spülansatz	Metallspirale
4 mm	120 cm	T2518.4-120	T2518.4S-120	2518.4-120
	160 cm	T2518.4-160	T2518.4S-160	2518.4-160
	180 cm	T2518.4-180	T2518.4S-180	2518.4-180
	230 cm	T2518.4-230	T2518.4S-230	auf Anfrage
6 mm	120 cm	T2518.6-120	T2518.6S-120	2518.6-120
	160 cm	T2518.6-160	T2518.6S-160	2518.6-160
	180 cm	T2518.6-180	T2518.6S-180	2518.6-180
	230 cm	T2518.6-230	T2518.6S-230	auf Anfrage

Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,7 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Nadeldurchmesser 0,7 mm
- Nadellänge 4 und 6 mm
- Zur Reinigung zerlegbar



Nadellänge	Länge	Ausführung		
		Kunststofftubus	Kunststofftubus mit Spülansatz	Metallspirale
4 mm	160 cm	T2522.4-160	T2522.4S-160	2522.4-160
	180 cm	T2522.4-180	T2522.4S-180	2522.4-180
	230 cm	T2522.4-230	T2522.4S-230	2522.4-230
6 mm	160 cm	T2522.6-160	T2522.6S-160	2522.6-160
	180 cm	T2522.6-180	T2522.6S-180	2522.6-180
	230 cm	T2522.6-230	T2522.6S-230	2522.6-230

Sklerosierungsnadel - Nadel Ø 0,9 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Nadeldurchmesser 0,9 mm
- Nadellänge 4 und 6 mm
- Zur Reinigung zerlegbar



Nadellänge	Länge	Ausführung		
		Kunststofftubus	Kunststofftubus mit Spülansatz	Metallspirale
4 mm	160 cm	T2622.4-160	T2622.4S-160	2622.4-160
	180 cm	T2622.4-180	T2622.4S-180	2622.4-180
	230 cm	T2622.4-230	T2622.4S-230	2622.4-230
6 mm	160 cm	T2622.6-160	T2622.6S-160	2622.6-160
	180 cm	T2622.6-180	T2622.6S-180	2622.6-180
	230 cm	T2622.6-230	T2622.6S-230	2622.6-230

Gastroenterologie

Sonden für die Fibrinklebung



Seite

Sonden für die Fibrinverklebung Mehrweg - Warengruppe 0011	80-81
Sonden für die Fibrinklebung zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0015	82-83

Gastroenterologie

Sonden für die Fibrinklebung

Sonden für die Fibrinverklebung Mehrweg - Warengruppe 0011

Seite

Doppellumige Sonde für die Fibrinverklebung	81
---	----

Doppellumige Sonde für die Fibrinverklebung

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Ein- oder doppellumige Nadel
- Einlumige Nadel austauschbar
- Nadellänge 6 mm
- Farblich gekennzeichnete Luer-Lock-Ansätze
- Getrennte Lumen



Nadel	Länge	Ausführung der Nadel	
		spitz	stumpf
Einlumig	160 cm	T272620-160	T272621-160
	180 cm	T272620-180	T272621-180
	230 cm	T272620-230	T272621-230
Doppellumig	160 cm	T272610-160	T272611-160
	180 cm	T272610-180	T272611-180
	230 cm	T272610-230	T272611-230

Gastroenterologie

Sonden für die Fibrinklebung

Sonden für die Fibrinklebung zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0015

Seite

Doppellumige Sonde zum Einmalgebrauch	83
---	----

Doppellumige Sonde zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm


- Nadeldurchmesser 0,9 mm oder ohne Nadel
- Mit original Aventis-Behring-Anschluss
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Länge	Ausführung	
	mit Nadel	ohne Nadel
160 cm	ET272620-160	ET272622-160
180 cm	ET272620-180	ET272622-180
230 cm	ET272620-230	ET272622-230

Gastroenterologie

Polypektomieschlingen



Seite

Polypektomieschlinge zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0002	85-90
Polypektomieschlingen Mehrweg - Warengruppe 0005	91-114

Gastroenterologie

Polypektomieschlingen

Polypektomieschlinge zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0002

Seite

Asymmetrische Polypektomieschlinge zum Einmalgebrauch - Ø 2,4 mm	86
Symmetrische Polypektomieschlinge zum Einmalgebrauch - Ø 2,4 mm	87
Symmetrische Polypektomieschlinge - Export zum Einmalgebrauch - Ø 2,4 mm	88
Symmetrische Mukosektomieschlinge zum Einmalgebrauch - Ø 2,4 mm	89
Symmetrische Mukosektomieschlinge gezahnt zum Einmalgebrauch - Ø 2,4 mm	90



Asymmetrische Polypektomieschlinge zum Einmalgebrauch - Ø 2,4 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Asymmetrische Schlingenöffnung
- Fest montierter Handgriff
- Verpackungseinheit 10 Stück



Stromanschluss	Länge	Schlingengröße	
		15 mm	25 mm
4 mm Buchse	180 cm	E3222-180	E3322-180
	230 cm	E3222-230	E3322-230
Olympus Anschluss	180 cm	E3222A-180	E3322A-180
	230 cm	E3222A-230	E3322A-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Symmetrische Polypektomieschlinge zum Einmalgebrauch - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Symmetrische Schlingenöffnung
- Hartes Schlingenseil
- Drei Schlingengrößen lieferbar
- Fest montierter Handgriff
- Verpackungseinheit 10 Stück



Stromanschluss	Länge	Schlingengröße		
		20 mm	25 mm	30 mm
4 mm Buchse	180 cm	E34221/55-180	E34221/65-180	E34221/75-180
	230 cm	E34221/55-230	E34221/65-230	E34221/75-230
Olympus Anschluss	180 cm	E34221A/55-180	E34221A/65-180	E34221A/75-180
	230 cm	E34221A/55-230	E34221A/65-230	E34221A/75-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Symmetrische Polypektomieschlinge - Export zum Einmalgebrauch - Ø 2,4 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Symmetrische Schlingenöffnung
- Flexibles Schlingenseil
- Fest montierter Handgriff
- Verpackungseinheit 10 Stück



Stromanschluss	Länge	Schlingengröße
		30 - 35 mm
Olympusanschluss	230 cm	E34221A/75-230 /EX3

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Symmetrische Mukosektomieschlinge zum Einmalgebrauch - Ø 2,4 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Symmetrische Schlingenöffnung
- Rauhe Schlingenoberfläche
- Fest montierter Handgriff
- Verpackungseinheit 10 Stück



Stromanschluss	Länge	Schlingengröße	
		25 mm	30 mm
4 mm Buchse	180 cm	E34224/65-180	E34224/75-180
	230 cm	E34224/65-230	E34224/75-230
Olympus Anschluss	180 cm	E34224A/65-180	E34224A/75-180
	230 cm	E34224A/65-230	E34224A/75-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Symmetrische Mukosektomieschlinge gezahnt zum Einmalgebrauch - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Symmetrische Schlingenöffnung
- Fest montierter Handgriff
- Verpackungseinheit 10 Stück
- 4 Zähne



Stromanschluss	Länge	Schlingengröße		
		20 mm	25 mm	30 mm
Olympus	180 cm	E342213A/55-180	E342213A/65-180	E342213A/75-180
Anschluss	230 cm	E342213A/55-230	E342213A/65-230	E342213A/75-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.

Gastroenterologie

Polypektomieschlingen

Polypektomieschlingen Mehrweg - Warengruppe 0005

	Seite
Asymmetrische Polypektomieschlinge Ø 15 mm Öffnung - Ø 1,8 mm	92
Asymmetrische Polypektomieschlinge Ø 25 mm Öffnung - Ø 1,8 mm	93
Asymmetrische Polypektomieschlinge Ø 25 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	94
Asymmetrische Polypektomieschlinge Ø 40 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	95
Asymmetrische Polypektomieschlinge Ø 60 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	96
Symmetrische Polypektomieschlinge Ø 20 mm Öffnung - Ø 1,8 mm	97
Symmetrische Polypektomieschlinge Ø 25 mm Öffnung - Ø 1,8 mm	98
Symmetrische Polypektomieschlinge Ø 35 mm Öffnung - Ø 1,8 mm	99
Symmetrische Polypektomieschlinge Ø 20 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	100
Symmetrische Polypektomieschlinge Ø 25 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	101
Symmetrische Polypektomieschlinge Ø 35 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	102
Symmetrische Polypektomieschlinge mit Thermobeschichtung	103
Symmetrische monofile Polypektomieschlinge Ø 20 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	104
Symmetrische monofile Polypektomieschlinge Ø 25 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	105
Symmetrische monofile Polypektomieschlinge Ø 30 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	106
Hexagonale Polypektomieschlinge Ø 20 mm Öffnung - Ø 1,8 mm	107
Hexagonale Polypektomieschlinge Ø 25 mm Öffnung - Ø 1,8 mm	108
Hexagonale Polypektomieschlinge Ø 35 mm Öffnung - Ø 1,8 mm	109
Hexagonale Polypektomieschlinge Ø 20 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	110
Hexagonale Polypektomieschlinge Ø 25 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	111
Hexagonale Polypektomieschlinge Ø 35 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	112
Symmetrische Mukosektomieschlinge Ø 30 mm Öffnung - Ø 2,4 mm	113
Symmetrische Mukosektomieschlinge gezahnt Ø 2,4 mm	114



Asymmetrische Polypektomieschlinge

Ø 15 mm Öffnung - Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Asymmetrische 15 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	3218-160	7218-160	D3218-160	D7218-160
	180 cm	3218-180	7218-180	D3218-180	D7218-180
	230 cm	3218-230	7218-230	D3218-230	D7218-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Asymmetrische Polypektomieschlinge

Ø 25 mm Öffnung - Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Asymmetrische 25 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard			
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	3318-160	7318-160	D3318-160	D7318-160
	180 cm	3318-180	7318-180	D3318-180	D7318-180
	230 cm	3318-230	7318-230	D3318-230	D7318-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Asymmetrische Polypektomieschlinge

Ø 25 mm Öffnung - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Asymmetrische 25 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	3322-180	7322-180	D3322-180	D7322-180
	230 cm	3322-230	7322-230	D3322-230	D7322-230
mit isolierter Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	3122-180	7122-180	D3122-180	D7122-180
	230 cm	3122-230	7122-230	D3122-230	D7122-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Asymmetrische Polypektomieschlinge

Ø 40 mm Öffnung - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Asymmetrische 40 mm Schlingenöffnung
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar
- Lieferung mit speziellem Haltegriff



	Länge	Standard	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	6522.40-180	6622.40-180
	230 cm	6522.40-230	6622.40-230
mit isolierter Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	6522.401-180	6622.401-180
	230 cm	6522.401-230	6622.401-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Asymmetrische Polypektomieschlinge

Ø 60 mm Öffnung - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Asymmetrische 60 mm Schlingenöffnung
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar
- Lieferung mit speziellem Haltegriff



	Länge	Standard	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	6522.60-180	6622.60-180
	230 cm	6522.60-230	6622.60-230
mit isolierter Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	6522.601-180	6622.601-180
	230 cm	6522.601-230	6622.601-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.




Symmetrische Polypektomieschlinge

Ø 20 mm Öffnung - Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Symmetrische 20 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	34181/55-160	74181/55-160	D34181/55-160	D74181/55-160
	180 cm	34181/55-180	74181/55-180	D34181/55-180	D74181/55-180
	230 cm	34181/55-230	74181/55-230	D34181/55-230	D74181/55-230
mit isolierter Spitze	160 cm	34180/55-160	74180/55-160	D34180/55-160	D74180/55-160
	180 cm	34180/55-180	74180/55-180	D34180/55-180	D74180/55-180
	230 cm	34180/55-230	74180/55-230	D34180/55-230	D74180/55-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.




Symmetrische Polypektomieschlinge

Ø 25 mm Öffnung - Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Symmetrische 25 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	34181/65-160	74181/65-160	D34181/65-160	D74181/65-160
	180 cm	34181/65-180	74181/65-180	D34181/65-180	D74181/65-180
	230 cm	34181/65-230	74181/65-230	D34181/65-230	D74181/65-230
mit isolierter Spitze	160 cm	34180/65-160	74180/65-160	D34180/65-160	D74180/65-160
	180 cm	34180/65-180	74180/65-180	D34180/65-180	D74180/65-180
	230 cm	34180/65-230	74180/65-230	D34180/65-230	D74180/65-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.




Symmetrische Polypektomieschlinge

Ø 35 mm Öffnung - Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Symmetrische 35 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	34181/75-160	74181/75-160	D34181/75-160	D74181/75-160
	180 cm	34181/75-180	74181/75-180	D34181/75-180	D74181/75-180
	230 cm	34181/75-230	74181/75-230	D34181/75-230	D74181/75-230
mit isolierter Spitze	160 cm	34180/75-160	74180/75-160	D34180/75-160	D74180/75-160
	180 cm	34180/75-180	74180/75-180	D34180/75-180	D74180/75-180
	230 cm	34180/75-230	74180/75-230	D34180/75-230	D74180/75-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.




Symmetrische Polypektomieschlinge

Ø 20 mm Öffnung - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Symmetrische 20 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	180 cm	34221/55-180	74221/55-180	D34221/55-180	D74221/55-180
	230 cm	34221/55-230	74221/55-230	D34221/55-230	D74221/55-230
mit isolierter Spitze	160 cm	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage	Auf Anfrage
	180 cm	34220/55-180	74220/55-180	D34220/55-180	D74220/55-180
	230 cm	34220/55-230	74220/55-230	D34220/55-230	D74220/55-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.




Symmetrische Polypektomieschlinge

Ø 25 mm Öffnung - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Symmetrische 25 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	34221/65-180	74221/65-180	D34221/65-180	D74221/65-180
	230 cm	34221/65-230	74221/65-230	D34221/65-230	D74221/65-230
mit isolierter Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	34220/65-180	74220/65-180	D34220/65-180	D74220/65-180
	230 cm	34220/65-230	74220/65-230	D34220/65-230	D74220/65-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.




Symmetrische Polypektomieschlinge

Ø 35 mm Öffnung - Ø 2,4 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Symmetrische 35 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
isolierte	180 cm	34221/75-180	74221/75-180	D34221/75-180	D74221/75-180
Spitze	230 cm	34221/75-230	74221/75-230	D34221/75-230	D74221/75-230
mit	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
isolierter	180 cm	34220/75-180	74220/75-180	D34220/75-180	D74220/75-180
Spitze	230 cm	34220/75-230	74220/75-230	D34220/75-230	D74220/75-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Symmetrische Polypektomieschlinge mit Thermobeschichtung

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Durch spezielle Beschichtung weniger HF-Leistung nötig
- Symmetrische 30 mm Schlingenöffnung
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard
		Tubus mit Schlinge
ohne	160 cm	auf Anfrage
isolierte	180 cm	34223/75-180
Spitze	230 cm	34223/75-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Symmetrische monofile Polypektomieschlinge Ø 20 mm Öffnung - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Monofile Schlinge
- Symmetrische 20 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
isolierte	180 cm	34221M/55-180	74221M/55-180	D34221M/55-180	D74221M/55-180
Spitze	230 cm	34221M/55-230	74221M/55-230	D34221M/55-230	D74221M/55-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Symmetrische monofile Polypektomieschlinge Ø 25 mm Öffnung - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Monofile Schlinge
- Symmetrische 25 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
isolierte	180 cm	34221M/65-180	74221M/65-180	D34221M/65-180	D74221M/65-180
Spitze	230 cm	34221M/65-230	74221M/65-230	D34221M/65-230	D74221M/65-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Symmetrische monofile Polypektomieschlinge Ø 30 mm Öffnung - Ø 2,4 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Monofile Schlinge
- Symmetrische 30 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
isolierte	180 cm	34221M/75-180	74221M/75-180	D34221M/75-180	D74221M/75-180
Spitze	230 cm	34221M/75-230	74221M/75-230	D34221M/75-230	D74221M/75-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Hexagonale Polypektomieschlinge

Ø 20 mm Öffnung - Ø 1,8 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Hexagonale 20 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	37180/55-160	77180/55-160	D37180/55-160	D77180/55-160
	180 cm	37180/55-180	77180/55-180	D37180/55-180	D77180/55-180
	230 cm	37180/55-230	77180/55-230	D37180/55-230	D77180/55-230
mit isolierter Spitze	160 cm	38180/55-160	78180/55-160	D38180/55-160	D78180/55-160
	180 cm	38180/55-180	78180/55-180	D38180/55-180	D78180/55-180
	230 cm	38180/55-230	78180/55-230	D38180/55-230	D78180/55-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Hexagonale Polypektomieschlinge

Ø 25 mm Öffnung - Ø 1,8 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Hexagonale 25 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	37180/65-160	77180/65-160	D37180/65-160	D77180/65-160
	180 cm	37180/65-180	77180/65-180	D37180/65-180	D77180/65-180
	230 cm	37180/65-230	77180/65-230	D37180/65-230	D77180/65-230
mit isolierter Spitze	160 cm	38180/65-160	78180/65-160	D38180/65-160	D78180/65-160
	180 cm	38180/65-180	78180/65-180	D38180/65-180	D78180/65-180
	230 cm	38180/65-230	78180/65-230	D38180/65-230	D78180/65-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Hexagonale Polypektomieschlinge

Ø 35 mm Öffnung - Ø 1,8 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Hexagonale 35 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	37180/75-160	77180/75-160	D37180/75-160	D77180/75-160
	180 cm	37180/75-180	77180/75-180	D37180/75-180	D77180/75-180
	230 cm	37180/75-230	77180/75-230	D37180/75-230	D77180/75-230
mit isolierter Spitze	160 cm	38180/75-160	78180/75-160	D38180/75-160	D78180/75-160
	180 cm	38180/75-180	78180/75-180	D38180/75-180	D78180/75-180
	230 cm	38180/75-230	78180/75-230	D38180/75-230	D78180/75-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Hexagonale Polypektomieschlinge

Ø 20 mm Öffnung - Ø 2,4 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Hexagonale 20 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	37220/55-180	77220/55-180	D37220/55-180	D77220/55-180
	230 cm	37220/55-230	77220/55-230	D37220/55-230	D77220/55-230
mit isolierter Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	38220/55-180	78220/55-180	D38220/55-180	D78220/55-180
	230 cm	38220/55-230	78220/55-230	D38220/55-230	D78220/55-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Hexagonale Polypektomieschlinge

Ø 25 mm Öffnung - Ø 2,4 mm


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Hexagonale 25 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	37220/65-180	77220/65-180	D37220/65-180	D77220/65-180
	230 cm	37220/65-230	77220/65-230	D37220/65-230	D77220/65-230
mit isolierter Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	38220/65-180	78220/65-180	D38220/65-180	D78220/65-180
	230 cm	38220/65-230	78220/65-230	D38220/65-230	D78220/65-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Hexagonale Polypektomieschlinge

Ø 35 mm Öffnung - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Hexagonale 35 mm Schlingenöffnung
- In drehbarer Ausführung lieferbar
- Mit isolierter Spitze erhältlich
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard		Drehbar	
		Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge	Tubus mit Schlinge	Ersatzschlinge
ohne isolierte Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	37220/75-180	77220/75-180	D37220/75-180	D77220/75-180
	230 cm	37220/75-230	77220/75-230	D37220/75-230	D77220/75-230
mit isolierter Spitze	160 cm	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
	180 cm	38220/75-180	78220/75-180	D38220/75-180	D78220/75-180
	230 cm	38220/75-230	78220/75-230	D38220/75-230	D78220/75-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Symmetrische Mukosektomieschlinge

Ø 30 mm Öffnung - Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Symmetrische 30 mm Schlingenöffnung
- Flexibler Schlingenkörper
- Zur Reinigung zerlegbar



	Länge	Standard
		Tubus mit Schlinge
ohne isolierte Spitze	230 cm	34226/75-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Symmetrische Mukosektomieschlinge gezahnt Ø 2,4 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Symmetrische Schlingenöffnung
- Zur Reinigung zerlegbar
- 5 Zähne



Luer-lock Anschluss	Schlingengröße		
	20 mm	25 mm	30 mm
180 cm	3422153-180	3422163-180	3422173-180
230 cm	3422153-230	3422163-230	3422173-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.

Gastroenterologie

Reinigungsbürsten



Seite

Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0035	116-120
Reinigungsbürste Mehrweg - Warengruppe 0004	121-122

Gastroenterologie

Reinigungsbürsten

Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0035

	Seite
Kombinations-Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch	117
Ventilreinigungsbürsten zum Einmalgebrauch	118
Ventilreinigungsbürsten zum Einmalgebrauch	119
Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch	120



Kombinations-Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch

- Ventilreinigungsbürste + Reinigungsbürste
- doppelseitiger Bürste $\varnothing$ 5mm + $\varnothing$ 11mm
- Kunststoffköpfchen zum Schutz vor Beschädigungen



	Länge	Für Arbeitskanäle
		ab $\varnothing$ 2,8 mm
beidseitig	230 cm	EB41222-230




Ventilreinigungsbürsten zum Einmalgebrauch

- Mit doppelseitiger Bürste
- Ø 4,5 mm + 12 mm



Bestellnummer
V01-E



Ventilreinigungsbürsten zum Einmalgebrauch

- Mit doppelseitiger Bürste
- Ø 5 mm + 11 mm



Bestellnummer
V04-E

Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch



- doppelseitiger Bürste
- Kunststoffköpfchen zum Schutz vor Beschädigungen
- unterschiedliche Arbeitskanäle



	Länge	Für Arbeitskanäle	
		ab Ø 2,0 mm	ab Ø 2,8 mm
	120 cm	EB4118-120	auf Anfrage
	160 cm	auf Anfrage	EB4122-160
beidseitig	180 cm	auf Anfrage	auf Anfrage
	230 cm	EB4118-230	EB4122-230
	280 cm	EB4118-280	EB4122-280



Gastroenterologie

Reinigungsbürsten

Reinigungsbürste Mehrweg - Warengruppe 0004

Seite

Reinigungsbürste122

Reinigungsbürste



- Mit ein- oder doppelseitiger Bürste
- Flexible Federspitze
- Für verschiedene Arbeitskanäle
- Mit Metalkugel als Schutz



	Länge	für Arbeitskanäle		
		ab Ø 2,0 mm	ab Ø 2,6 mm	ab Ø 3,2 mm
einseitig	120 cm	F4118-120	F4122-120	F4122.6-120
	160 cm	F4118-160	F4122-160	F4122.6-160
	180 cm	F4118-180	F4122-180	F4122.6-180
	230 cm	F4118-230	F4122-230	F4122.6-230
beidseitig	120 cm	BS4118-120	BS4122-120	BS4122.6-120
	160 cm	BS4118-160	BS4122-160	BS4122.6-160
	180 cm	BS4118-180	BS4122-180	BS4122.6-180
	230 cm	BS4118-230	BS4122-230	BS4122.6-230

Gastroenterologie

Zytologiebürsten zum Einmalgebrauch



Seite

Zytologiebürsten zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0003 124-125

Gastroenterologie

Zytologiebürsten zum Einmalgebrauch

Zytologiebürsten zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0003

Seite

Zytologiebürste zum Einmalgebrauch	125
--	-----



Zytologiebürste zum Einmalgebrauch


- Mit Kunststofftubus
- Bürste einziehbar
- Mit Kugelkopf zum Tubusverschluß
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Länge	für Arbeitskanäle	
	ab Ø 2,0 mm	ab Ø 2,8 mm
120 cm	E4218-120	E4222-120
160 cm	E4218-160	E4222-160
180 cm	E4218-180	E4222-180
230 cm	E4218-230	E4222-230

Gastroenterologie

Steinfänger



Seite

Steinfänger Mehrweg - Warengruppe 0030	127-135
--	---------

Gastroenterologie

Steinfänger

Steinfänger Mehrweg - Warengruppe 0030

	Seite
Steinfänger 4-fach gedreht	128
Steinfänger 6-fach gedreht	129
Steinfänger 8-fach gedreht	130
Steinfänger 4-fach rautiert	131
Steinfänger 6-fach rautiert	132
Steinfänger 8-fach rautiert	133
Steinfänger 4-fach mit Führungsdraht	134
Steinfänger 6-fach mit Führungsdraht	135



Steinfänger 4-fach gedreht

- Gedrehte Form
- 4 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusive Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Für Arbeitskanäle ab	
		2,0 mm	2,8 mm
Multifiler Draht	10 mm	104.318	auf Anfrage
	15 mm	104.418	104.424
	23 mm	104.518	104.524
	30 mm	auf Anfrage	104.624
	35 mm	auf Anfrage	104.724
Monofiler Draht	10 mm	114.318	auf Anfrage
	15 mm	114.418	114.424
	20 mm	114.518	114.524
	30 mm	auf Anfrage	114.624
	35 mm	auf Anfrage	114.724



Steinfänger 6-fach gedreht

- Gedrehte Form
- 6 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusive Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Für Arbeitskanäle ab	
		2,0 mm	2,8 mm
Multifiler Draht	10 mm	nicht lieferbar	nicht lieferbar
	15 mm	nicht lieferbar	106.424
	23 mm	nicht lieferbar	106.524
	30 mm	nicht lieferbar	106.624
	35 mm	nicht lieferbar	106.724
Monofiler Draht	10 mm	116.318	nicht lieferbar
	15 mm	116.418	116.424
	20 mm	116.518	116.524
	30 mm	nicht lieferbar	116.624
	35 mm	nicht lieferbar	116.724



Steinfänger 8-fach gedreht

- Gedrehte Form
- 8 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusive Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Für Arbeitskanäle ab	
		2,0 mm	2,8 mm
Multifiler Draht	15 mm	nicht lieferbar	108.424
	23 mm	nicht lieferbar	108.524
	30 mm	nicht lieferbar	108.624
	35 mm	nicht lieferbar	108.724
Monofiler Draht	15 mm	nicht lieferbar	118.424
	20 mm	nicht lieferbar	118.524
	30 mm	nicht lieferbar	118.624
	35 mm	nicht lieferbar	118.724



Steinfänger 4-fach rautiert

- Rautierte Form
- 4 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusive Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Für Arbeitskanäle ab	
		2,0 mm	2,8 mm
Multifiler Draht	10 mm	204.318	auf Anfrage
	15 mm	204.418	204.424
	23 mm	204.518	204.524
	30 mm	204.618	204.624
	35 mm	204.718	204.724
Monofiler Draht	10 mm	214.318	auf Anfrage
	15 mm	214.418	214.424
	20 mm	214.518	214.524
	30 mm	214.618	214.624
	35 mm	214.718	214.724



Steinfänger 6-fach rautiert

- Rautierte Form
- 6 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusive Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Für Arbeitskanäle ab	
		2,0 mm	2,8 mm
Multifiler Draht	15 mm	nicht lieferbar	206.424
	23 mm	nicht lieferbar	206.524
	30 mm	nicht lieferbar	206.624
	35 mm	nicht lieferbar	206.724
Monofiler Draht	10 mm	216.318	auf Anfrage
	15 mm	216.418	216.424
	20 mm	216.518	216.524
	30 mm	nicht lieferbar	216.624
	35 mm	nicht lieferbar	216.724



Steinfänger 8-fach rautiert

- Rautierte Form
- 8 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusive Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Für Arbeitskanäle ab	
		2,0 mm	2,8 mm
Multifiler Draht	15 mm	nicht lieferbar	208.424
	23 mm	nicht lieferbar	208.524
	30 mm	nicht lieferbar	208.624
	35 mm	nicht lieferbar	208.724
Monofiler Draht	15 mm	nicht lieferbar	218.424
	20 mm	nicht lieferbar	218.524
	30 mm	nicht lieferbar	218.624
	35 mm	nicht lieferbar	218.724

Steinfänger 4-fach mit Führungsdraht

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Gedrehte und rautierte Form
- Mit Führungsdraht 0,035 inch / 400 cm verwendbar
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusive Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Ausführung des Steinfängers	
		monofiler Draht	multifiler Draht
Gedreht	15 mm	304.426	304.426.1
	20 mm	304.526	304.526.1
	30 mm	304.626	304.626.1
	35 mm	304.726	304.726.1
Rautiert	15 mm	404.426	404.426.1
	20 mm	404.526	404.526.1
	30 mm	404.626	404.626.1
	35 mm	404.726	404.726.1

Steinfänger 6-fach mit Führungsdraht

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm


- Gedrehte und rautierte Form
- Mit Führungsdraht 0,035 inch / 400 cm verwendbar
- 6 monofile Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusive Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Für Arbeitskanäle ab
		2,8 mm
Gedreht	15 mm	306.426
	20 mm	306.526
	30 mm	306.626
	35 mm	306.726
Rautiert	15 mm	406.426
	20 mm	406.526
	30 mm	406.626
	35 mm	406.726

Gastroenterologie

Katheter zur ERCP



Seite

Katheter zur ERCP - Einmalgebrauch - Warengruppe 0012	137-139
Katheter zur ERCP Mehrweg - Warengruppe 0013	140-145


Gastroenterologie

Katheter zur ERCP

Katheter zur ERCP - Einmalgebrauch - Warengruppe 0012

Seite

Katheter zur ERCP - Einmalgebrauch	138
Katheter zur ERCP mit filiformer Spitze Einmalgebrauch	139




Katheter zur ERCP - Einmalgebrauch

- ERCP-Katheter mit Standardspitze - Röntgenmarkierung
- Komplett mit Mandrin
- Schwarze Ringkennzeichnung
- Verwendbar mit Führungsdraht
- Arbeitslänge 200 cm
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 5 Stück



Für Arbeitskanäle ab	Kennzeichnung
	3-fach schwarz
Ø 2,0 mm	E4318.1



Katheter zur ERCP mit filiformer Spitze Einmalgebrauch

- ERCP-Katheter mit filiformer Spitze - Röntgenmarkierung
- Komplett mit Mandrin
- Schwarze Ringkennzeichnung
- Verwendbar mit Führungsdraht
- Arbeitslänge 200 cm
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 5 Stück




Für Arbeitskanäle ab	Kennzeichnung
	3-fach schwarz
Ø 2,0 mm	E4418.1

Gastroenterologie

Katheter zur ERCP

Katheter zur ERCP Mehrweg - Warengruppe 0013

	Seite
Katheter zur ERCP - Standard	141
Katheter zur ERCP mit filiformer Spitze	142
Katheter zur ERCP mit filiformer Metallspitze	143
Katheter zur ERCP mit runder Metallspitze	144
Katheter zur ERCP mit flaschenförmiger Metallspitze	145




Katheter zur ERCP - Standard

- ERCP-Katheter mit Standardspitze
- Mit Doppel-LL-Anschluss und Mandrin
- Verwendbar mit Führungsdraht
- Arbeitslänge 200 cm



Für Arbeitskanäle ab	Anschluss	Für Führungsdraht	Kennzeichnung	
			3-fach schwarz	farbig
Ø 1,8 mm	Standard	0,025 inch - 400 cm	4316	C4316
Ø 2,0 mm	Standard	0,035 inch - 400 cm	4318	C4318
Ø 2,8 mm	Distal verjüngt auf Ø 1,8 mm Separater Kanal für Führungsdraht	0,035 inch - 400 cm	4322F	C4322F




Katheter zur ERCP mit filiformer Spitze

- ERCP-Katheter mit filiformer Spitze
- Mit Doppel-LL-Anschluss und Mandrin
- Verwendbar mit Führungsdraht
- Arbeitslänge 200 cm



Für Arbeitskanäle ab	Anschluss	Für Führungsdraht	Kennzeichnung	
			3-fach schwarz	farbig
Ø 1,8 mm	Standard	0,025 inch - 400 cm	4416	C4416
Ø 2,0 mm	Standard	0,035 inch - 400 cm	4418	C4418
Ø 2,8 mm	Distal verjüngt auf Ø 1,8 mm Separater Kanal für Führungsdraht	0,035 inch - 400 cm	4422F	C4422F




Katheter zur ERCP mit filiformer Metallspitze

- ERCP-Katheter mit filiformer Metallspitze
- Mit Doppel-LL-Anschluss und Mandrin
- Verwendbar mit Führungsdraht
- Arbeitslänge 200 cm



Für Arbeitskanäle ab	Anschluss	Für Führungsdraht	Kennzeichnung	
			3-fach schwarz	farbig
Ø 1,8 mm	Standard	0,025 inch - 400 cm	4616	C4616
Ø 2,0 mm	Standard	0,035 inch - 400 cm	4618	C4618
Ø 2,8 mm	Distal verjüngt auf Ø 1,8 mm Separater Kanal für Führungsdraht	0,035 inch - 400 cm	4622F	C4622F




Katheter zur ERCP mit runder Metallspitze

- ERCP-Katheter mit runder Metallspitze
- Mit Doppel-LL-Anschluss und Mandrin
- Verwendbar mit Führungsdraht
- Arbeitslänge 200 cm



Für Arbeitskanäle ab	Anschluss	Für Führungsdraht	Kennzeichnung	
			3-fach schwarz	farbig
Ø 1,8 mm	Standard	0,025 inch - 400 cm	4716	C4716
Ø 2,0 mm	Standard	0,035 inch - 400 cm	4718	C4718
Ø 2,8 mm	Distal verjüngt auf Ø 1,8 mm Separater Kanal für Führungsdraht	0,035 inch - 400 cm	4722F	C4722F



Katheter zur ERCP mit flaschenförmiger Metallspitze


- ERCP-Katheter mit flaschenförmiger Metallspitze
- Mit Doppel-LL-Anschluss und Mandrin
- Verwendbar mit Führungsdraht
- Arbeitslänge 200 cm



Für Arbeitskanäle ab	Anschluss	Für Führungsdraht	Kennzeichnung	
			3-fach schwarz	farbig
Ø 1,8 mm	Standard	0,025 inch - 400 cm	4816	C4816
Ø 2,0 mm	Standard	0,035 inch - 400 cm	4818	C4818
Ø 2,8 mm	Distal verjüngt auf Ø 1,8 mm Seperater Kanal für Führungsdraht	0,035 inch - 400 cm	4822F	C4822F

Gastroenterologie

Sonden für die Chromoendoskopie



Seite

Sonden für Chromoendoskopie - Einmalgebrauch - Warengruppe 0012	147-148
Sonden für die Chromoendoskopie - Mehrweg - Warengruppe 0013	149-151

Gastroenterologie

Sonden für die Chromoendoskopie

Sonden für Chromoendoskopie - Einmalgebrauch - Warengruppe 0012

Seite

Axiale Sprühsonden für die Chromoendoskopie Einmalgebrauch	148
--	-----



Axiale Sprühsonden für die Chromoendoskopie Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Feine axiale Vernebelung



Länge	Bestellnummer
120 cm	E47185-120
160 cm	E47185-160
180 cm	E47185-180
230 cm	E47185-230

Gastroenterologie

Sonden für die Chromoendoskopie

Sonden für die Chromoendoskopie - Mehrweg - Warengruppe 0013

Seite

Axiale Sprühsonden für die Chromoendoskopie	150
Radiale Sprühsonden für die Chromoendoskopie	151

Axiale Sprühsonden für die Chromoendoskopie



Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Feine axiale Vernebelung



Länge	Bestellnummer
120 cm	47185-120
160 cm	47185-160
180 cm	47185-180
230 cm	47185-230

Radiale Sprühsonden für die Chromoendoskopie



Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Feine radiale Vernebelung



Länge	Bestellnummer
160 cm	47226-160
180 cm	47226-180
230 cm	47226-230

Gastroenterologie

Papillotome



Seite


Papillotome zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0042	153-156
Papillotome Mehrweg - Warengruppe 0041	157-163

Gastroenterologie

Papillotome

Papillotome zum Einmalgebrauch - Warengruppe 0042


	Seite
Papillotom Ø 1,8 mm - Einmalgebrauch einlumig	154
Papillotom Ø 2,2 mm - Einmalgebrauch doppelumig - für Führungsdraht 0,035	155
Papillotom Ø 2,2 mm - Einmalgebrauch dreilumig - für Führungsdraht 0,025	156



Papillotom Ø 1,8 mm - Einmalgebrauch einlumig


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Schnittbereich schwarz markiert
- Flachfederverstärkt
- Mit fest montiertem Handgriff
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 5 Stück



Precut	Ausführung	Schnittlänge	
		20 mm	30 mm
Nein	Standard	E4021820	E4021830
	Filiforme Spitze	E4121820	E4121830
Ja	Standard	E4001820	E4001830


Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Papillotom Ø 2,2 mm - Einmalgebrauch doppellumig - für Führungsdraht 0,035


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Distal verjüngt auf Ø 1,8 mm
- Schnittbereich schwarz markiert
- Mit festmontiertem Handgriff
- Für Führungsdraht 0,035 inch - 400 cm
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 5 Stück



Precut	Ausführung	Schnittlänge	
		20 mm	30 mm
Nein	Standard	E5002220	E5002230
	Filiforme Spitze	E5102220	E5102230
Ja	Standard	E5012220	E5012230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Papillotom Ø 2,2 mm - Einmalgebrauch dreilumig - für Führungsdraht 0,025

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Distal verjüngt auf Ø 1,8 mm
- Schnittbereich schwarz markiert
- Mit fest montiertem Handgriff
- Für Führungsdraht 0,025 inch - 400 cm
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 5 Stück



Precut	Ausführung	Schnittlänge	
		20 mm	30 mm
Nein	Filiforme Spitze	E5312220	E5312230
Ja	Standard	E5402220	E5402230


Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.

Gastroenterologie

Papillotome

Papillotome Mehrweg - Warengruppe 0041


	Seite
Papillotom Ø 1,8 mm Standard einlumig	158
Papillotom Ø 1,8 mm mit filiformer Spitze einlumig	159
Papillotom Ø 1,8 mm - gerade einlumig	160
Papillotom Ø 2,2 mm für Führungsdraht 0,035 einlumig	161
Papillotom Ø 2,2 mm für Führungsdraht 0,035 doppelalumig	162
Papillotom für B-II-Magen einlumig	163



Papillotom Ø 1,8 mm Standard einlumig

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm


- Schnittbereich farbig markiert
- Rundfederverstärkt
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Mit Luer-Lock-Anschluss für Griff 6200LL bzw. 6201LL



Precut	Ausführung	Schnittlänge	
		20 mm	30 mm
Nein	Standard	4001820	4001830
	11 Uhr schneidend	4011820	4011830
Ja	Standard	4021820	4021830
	11 Uhr schneidend	4031820	4031830

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.


Auch mit fest montiertem Handgriff lieferbar; hierfür ergänzen Sie die Artikelnummer am Anfang mit einem "K".



Papillotom Ø 1,8 mm mit filiformer Spitze einlumig

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Schnittbereich farbig markiert
- Rundfeder verstärkt
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Mit Luer-Lock-Anschluss für Griff 6200LL bzw. 6201LL



Precut	Ausführung	Schnittlänge	
		20 mm	30 mm
Nein	Filiforme Spitze	4101820	4101830
	11 Uhr schneidend	4111820	4111830
Ja	Filiforme Spitze	4121820	4121830
	11 Uhr schneidend	4131820	4131830

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.

Auch mit fest montiertem Handgriff lieferbar; hierfür ergänzen Sie die Artikelnummer am Anfang mit einem "K".



Papillotom Ø 1,8 mm - gerade einlumig

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm


- Schnittbereich farbig markiert
- Mit Luer-Lock-Anschluss für Griff 6200LL bzw. 6201LL



Ausführung	Bestellnummer
Nadeltyp	46018
Messertyp	47018

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.


Auch mit fest montiertem Handgriff lieferbar; hierfür ergänzen Sie die Artikelnummer am Anfang mit einem "K".



Papillotom Ø 2,2 mm für Führungsdraht 0,035 einlumig

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm


- Distal verjüngt auf Ø 1,8 mm
- Schnittbereich farbig markiert
- Rundfederverstärkt
- Für Führungsdraht 0,035 inch - 400 cm
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Mit Luer-Lock-Anschluss für Griff 6200LL bzw. 6201LL



Precut	Ausführung	Schnittlänge	
		20 mm	30 mm
Ja	Standard	4042220	4042230
	11 Uhr schneidend	4052220	4052230
Nein	Filiforme Spitze	4162220	4162230
	11 Uhr schneidend	4172220	4172230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.

Auch mit fest montiertem Handgriff lieferbar; hierfür ergänzen Sie die Artikelnummer am Anfang mit einem "K".



Papillotom Ø 2,2 mm für Führungsdraht 0,035 doppelumig

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Distal verjüngt auf Ø 1,8 mm
- Schnittbereich farbig markiert
- Mit fest montiertem Griff
- Für Führungsdraht 0,035 inch - 400 cm
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Mit Luer-Lock-Anschluss für Griff 6200LL bzw. 6201LL



Precut	Ausführung	Schnittlänge	
		20 mm	30 mm
Nein	Standard	5002220	5002230
	Filiforme Spitze	5102220	5102230
Ja	Standard	5012220	5012230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



Papillotom für B-II-Magen einlumig

- Schnittlänge 20 mm
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Mit Luer-Lock-Anschluss für Griff 6200LL bzw. 6201LL



Führungsdraht	Für Arbeitskanäle	
	Ø 2,0 mm	Ø 2,8 mm
Nein	49018	Nicht lieferbar
Ja	Nicht lieferbar	49022

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.

Auch mit fest montiertem Handgriff lieferbar; hierfür ergänzen Sie die Artikelnummer am Anfang mit einem "K".

Gastroenterologie

Koagulationssonden



Seite

Koagulationssonden-Mehrweg - Warengruppe 0007165-167

Gastroenterologie

Koagulationssonden

Koagulationssonden-Mehrweg - Warengruppe 0007

Seite

Koagulationssonde Ø 1,8 mm	166
Koagulationssonde Ø 2,3 mm	167



Koagulationssonde Ø 1,8 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Mit einer axialen Spülbohrung



Ausführung	Arbeitslänge	Art. Nr.
eine Spülöffnung	120 cm	8018-120
	160 cm	8018-160
	180 cm	8018-180
	230 cm	8018-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten für die Hochfrequenzmedizin.



Koagulationssonde Ø 2,3 mm

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,8 mm

- Mit einer oder sechs axialen Spülbohrungen



Ausführung	Arbeitslänge	Art. Nr.
eine Spülöffnung	160 cm	8022-160
	180 cm	8022-180
	230 cm	8022-230
sechs Spülöffnungen	160 cm	8022/6-160
	180 cm	8022/6-180
	230 cm	8022/6-230

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten für die Hochfrequenzmedizin.

Gastroenterologie

Zubehör



Seite

Handgriffe - Mehrweg - Warengruppe 0032	169-171
Hochfrequenzkabel-Mehrweg - Warengruppe 0033	172-173
Beißringe - Warengruppe 0058	174-177

Gastroenterologie

Zubehör

Handgriffe - Mehrweg - Warengruppe 0032

Seite

Handgriffe mit Hochfrequenzanschluss	170
Handgriffe ohne Hochfrequenzanschluss	171



Handgriffe mit Hochfrequenzanschluss

- Luer-Lock-Anschluss instrumentenseitig
- Mit 4 mm Buchse oder Olympusanschluss



Griffaufbau	Stromanschluss	
	4 mm Buchse	Olympusanschluss
kurze Ausführung passend zu HF-Zangen	6201LL	6202LL
lange Ausführung passend zu Schlingen	6200LL	6203LL



Handgriffe ohne Hochfrequenzanschluss

- Luer-Lock Anschluss instrumentenseitig



Griffaufbau	Bestellnummer
Kurze Ausführung	6302LL
Lange Ausführung	6300LL

Gastroenterologie

Zubehör

Hochfrequenzkabel-Mehrweg - Warengruppe 0033

Seite

Hochfrequenzkabel173

Hochfrequenzkabel



- 4 mm Stecker (Firma Martin, Erbe, Storz)
- 5 mm Stecker (Firma Erbe)
- 6 mm Stecker (Firma Olympus)
- 8 mm Stecker (Firma Vallylab)



Geräteseite	Griffseite	
	4 mm Buchse	Olympus
Martin Erbe (E- und T-Serie) Storz	6400LL	6403A
Erbe (ICC)	6404LL	6405A
Olympus (120/300)	6402LL	6406A
Vallylab	6407LL	6408A

Gastroenterologie

Zubehör

Beißringe - Warengruppe 0058

	Seite
Beißring mit Gummiband	175
Beißring für Kinder	176
Beißringe	177



Beißring mit Gummiband



- Latexfreies Gummiband
- Einmalgebrauch
- Ideal für Gebissträger - Model BEGO-01
- Selbsthaltend durch Gummiband
- Mit Zungenplatte erhältlich - Model BEGO-02
- Verpackungseinheit 100 Stück



Ausführung	
ohne Zungendrucker	mit Zungendrucker
BEGO-01	BEGO-02



Beißring für Kinder

- Latexfreies Gummiband
- Einmalgebrauch
- Selbsthaltend durch Gummiband
- Ohne Zungendrucker



Ausführung

Ohne Zungendrucker

BEK-01



Beißringe

- Verpackungseinheit 100 Stück
- Nicht selbsthaltend



Einmalgebrauch	Farbe	Bestellnummer
Ja	orange	BER-02
Nein	beige	BMB-01