

# UROLOGIE

Dieser Katalog bleibt ausschließlich Eigentum der Firma H. + H. Maslanka Chirurgische Instrumente GmbH.  
Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Autoclavierbar bei 134°C bzw. 273°F für 5 Minuten



Sterilisiert mit Gammastrahlen



Sterilisiert mit Etylenoxid-Gas



Einmalprodukt - Produkt darf nicht resterilisiert bzw. aufbereitet werden.



Röntgendicht - Produkt ist unter Röntgenkontrolle sichtbar.




Mit Kontrastmittelansatz - Produkt ist zur Kontrastmittelgabe ausgestattet.



Mit Reinigungsansatz - Produkt hat einen separaten Spülansatz zur Reinigung vor der Wiederaufbereitung bzw. vor dem Autoclavieren.



Mit Hochfrequenzanschluß - Produkt ist ausgelegt für das Arbeiten mit hochfrequentem Strom. Jeweilige Geräte -und Instrumentenangaben sind zu berücksichtigen.



## Urologie

	<b>Seite</b>
Biopsiezangen . . . . .	4-11
Fremdkörperzangen . . . . .	12-33
Scheren . . . . .	34-41
Steinfänger . . . . .	42-53
Injektionsnadel . . . . .	54-58
Hochfrequenzschlingen . . . . .	59-63
Reinigungsbürsten . . . . .	64-68
Zytologiebürste . . . . .	69-71
Koagulationssonden . . . . .	72-75
Zubehör für die Hochfrequenzchirurgie . . . . .	76-78

## Urologie

### Biopsiezangen



#### Seite

Biopsiezangen Mehrweg - Warengruppe U020 .....	5-11
--	------



## Urologie

### Biopsiezangen

#### Biopsiezangen Mehrweg - Warengruppe U020

	<b>Seite</b>
Biopsiezange ovale Maulteile - flexibel .....	6
Biopsiezange ovale Maulteile - starr .....	7
Biopsiezange gezahnte Maulteile flexibel - ineinander gezahnt .....	8
Biopsiezange gezahnte Maulteile starr - ineinander gezahnt .....	9
Biopsiezange gezahnte Maulteile flexibel - aufeinander gezahnt .....	10
Biopsiezange gezahnte Maulteile starr - aufeinander gezahnt .....	11

## Biopsiezange ovale Maulteile - flexibel



- Ovale Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Griff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
0,8 mm - 2,4 Fr.	auf Anfrage	<b>S0208-040</b>	<b>S0208-060</b>
1,0 mm - 3 Fr.	<b>S0210-030</b>	<b>S0210-040</b>	<b>S0210-060</b>
1,2 mm - 3,5 Fr.	auf Anfrage	<b>S0212-040</b>	<b>S0212-060</b>
1,6 mm - 5 Fr.	<b>S0316-030</b>	<b>S0316-040</b>	<b>S0316-060</b>
1,8 mm - 5,5 Fr.	auf Anfrage	<b>S0318-040</b>	<b>S0318-060</b>
2,1 mm - 6 Fr.	auf Anfrage	<b>S0221-040</b>	<b>S0221-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	auf Anfrage	<b>S0222-040</b>	<b>S0222-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.

## Biopsiezange ovale Maulteile - starr



- Ovale Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Griff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
0,8 mm - 2,4 Fr.	auf Anfrage	<b>RS0208-040</b>	<b>RS0208-060</b>
1,0 mm - 3 Fr.	<b>RS0210-030</b>	<b>RS0210-040</b>	<b>RS0210-060</b>
1,2 mm - 3,5 Fr.	auf Anfrage	<b>RS0212-040</b>	<b>RS0212-060</b>
1,6 mm - 5 Fr.	<b>RS0316-030</b>	<b>RS0316-040</b>	<b>RS0316-060</b>
1,8 mm - 5,5 Fr.	auf Anfrage	<b>RS0318-040</b>	<b>RS0318-060</b>
2,1 mm - 6 Fr.	auf Anfrage	<b>RS0221-040</b>	<b>RS0221-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	auf Anfrage	<b>RS0222-040</b>	<b>RS0222-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



## Biopsiezange gezahnte Maulteile flexibel - ineinander gezahnt

- Ovale Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Griff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,0 mm - 3 Fr.	<b>S0410-030</b>	<b>S0410-040</b>	<b>S0410-060</b>
1,6 mm - 5 Fr.	<b>S0416-030</b>	<b>S0416-040</b>	<b>S0416-060</b>
1,8 mm - 5,5 Fr.	<b>S0418-030</b>	<b>S0418-040</b>	<b>S0418-060</b>
2,1 mm - 6,3 Fr.	<b>S0421-030</b>	<b>S0421-040</b>	<b>S0421-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	<b>S0422-030</b>	<b>S0422-040</b>	<b>S0422-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



## Biopsiezange gezahnte Maulteile starr - ineinander gezahnt

- Ovale Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Griff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,0 mm - 3 Fr.	<b>RS0410-030</b>	<b>RS0410-040</b>	<b>RS0410-060</b>
1,6 mm - 5 Fr.	<b>RS0416-030</b>	<b>RS0416-040</b>	<b>RS0416-060</b>
1,8 mm - 5,5 Fr.	<b>RS0418-030</b>	<b>RS0418-040</b>	<b>RS0418-060</b>
2,1 mm - 6,3 Fr.	<b>RS0421-030</b>	<b>RS0421-040</b>	<b>RS0421-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	<b>RS0422-030</b>	<b>RS0422-040</b>	<b>RS0422-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



## Biopsiezange gezahnte Maulteile flexibel - aufeinander gezahnt

- Ovale Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Griff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,6 mm - 5 Fr.	<b>S04416-030</b>	<b>S04416-040</b>	<b>S04416-060</b>
2,1 mm - 6,3 Fr.	<b>S04421-030</b>	<b>S04421-040</b>	<b>S04421-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	<b>S04422-030</b>	<b>S04422-040</b>	<b>S04422-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



## Biopsiezange gezahnte Maulteile starr - aufeinander gezahnt

- Ovale Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Griff mit Reinigungsansatz




Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,6 mm - 5 Fr.	<b>RS04416-030</b>	<b>RS04416-040</b>	<b>RS04416-060</b>
2,1 mm - 6,3 Fr.	<b>RS04421-030</b>	<b>RS04421-040</b>	<b>RS04421-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	<b>RS04422-030</b>	<b>RS04422-040</b>	<b>RS04422-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.

## Urologie

### Fremdkörperzangen



#### Seite

Fremdkörperzangen - Mehrweg - Warengruppe U022 .....	13-33
--	-------




## Urologie

### Fremdkörperzangen

#### Fremdkörperzangen - Mehrweg - Warengruppe U022

	<b>Seite</b>
Fremdkörperzange gezahnt - 4,8 mm lang flexibel - aufeinander gezahnt . . . . .	14
Fremdkörperzange gezahnt - 4,8 mm lang starr - aufeinander gezahnt . . . . .	15
Fremdkörperzange gezahnt - 6,6 mm lang flexibel - ineinander gezahnt . . . . .	16
Fremdkörperzange gezahnt - 6,6 mm lang starr - ineinander gezahnt . . . . .	17
Fremdkörperfaßzange - flexibel - ineinander gezahnt . . . . .	18
Fremdkörperfaßzange - starr - ineinander gezahnt . . . . .	19
Fremdkörperfaßzange - einseitig flexibel - ineinander gezahnt . . . . .	20
Fremdkörperfaßzange - einseitig starr - ineinander gezahnt . . . . .	21
Fremdkörperzange Hechtmaul - flexibel . . . . .	22
Fremdkörperzange Hechtmaul - starr . . . . .	23
Fremdkörperzange für Steinstraße - flexibel . . . . .	24
Fremdkörperzange für Steinstraße - starr . . . . .	25
DJ - Zange - flexibel . . . . .	26
DJ - Zange - starr . . . . .	27
Rattenzahn Fasszange - flexibel . . . . .	28
Rattenzahn Fasszange - starr . . . . .	29
Fremdkörpergreifer - flexibel . . . . .	30
Fremdkörpergreifer - starr . . . . .	31
Fasszange für Steine und Fragmente - starr . . . . .	32
Fasszange für Steine und Fragmente - gebogen . . . . .	33




## Fremdkörperzange gezahnt - 4,8 mm lang flexibel - aufeinander gezahnt

- Quer gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,2 mm - 3,5 Fr.	auf Anfrage	<b>S04612-040</b>	<b>S04612-060</b>
1,6 mm - 5 Fr.	auf Anfrage	<b>S04616-040</b>	<b>S04616-060</b>



## Fremdkörperzange gezahnt - 4,8 mm lang starr - aufeinander gezahnt

- Quer gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,2 mm - 3,5 Fr.	auf Anfrage	<b>RS04612-040</b>	<b>RS04612-060</b>
1,6 mm - 5 Fr.	auf Anfrage	<b>RS04616-040</b>	<b>RS04616-060</b>



## Fremdkörperzange gezahnt - 6,6 mm lang flexibel - ineinander gezahnt

- Quer gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,6 mm - 5 Fr.	auf Anfrage	<b>S04316-040</b>	<b>S04316-060</b>
2,1 mm - 6 Fr.	auf Anfrage	<b>S04321-040</b>	<b>S04321-060</b>




## Fremdkörperzange gezahnt - 6,6 mm lang starr - ineinander gezahnt

- Quer gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,6 mm - 5 Fr.	auf Anfrage	<b>RS04316-040</b>	<b>RS04316-060</b>
2,1 mm - 6 Fr.	auf Anfrage	<b>RS04321-040</b>	<b>RS04321-060</b>



## Fremdkörperfaßzange - flexibel - ineinander gezahnt

- Quer gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,2 mm - 3,5 Fr.	auf Anfrage	<b>S05212-040</b>	<b>S05212-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	auf Anfrage	<b>S05222-040</b>	<b>S05222-060</b>



## Fremdkörperfaßzange - starr - ineinander gezahnt

- Quer gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,2 mm - 3,5 Fr.	auf Anfrage	<b>RS05212-040</b>	<b>RS05212-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	auf Anfrage	<b>RS05222-040</b>	<b>RS05222-060</b>



## Fremdkörperfaßzange - einseitig flexibel - ineinander gezahnt

- Quer gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge
	40 cm
2,3 mm - 7 Fr.	<b>S05322-040</b>



## Fremdkörperfaßzange - einseitig starr - ineinander gezahnt

- Quer gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge
	40 cm
2,3 mm - 7 Fr.	RS05322-040




## Fremdkörperzange Hechtmaul - flexibel

- Gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Griff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,0 mm - 3 Fr.	<b>S1810-030</b>	<b>S1810-040</b>	<b>S1810-060</b>
1,2 mm - 3,5 Fr.	auf Anfrage	<b>S1812-040</b>	<b>S1812-060</b>
1,6 mm - 5 Fr.	<b>S1816-030</b>	<b>S1816-040</b>	<b>S1816-060</b>
1,8 mm - 5,5 Fr.	auf Anfrage	<b>S1818-040</b>	<b>S1818-060</b>
2,4 mm - 7 Fr.	<b>S1822-030</b>	<b>S1822-040</b>	<b>S1822-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.



## Fremdkörperzange Hechtmaul - starr

- Gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Griff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,0 mm - 3 Fr.	<b>RS1810-030</b>	<b>RS1810-040</b>	<b>RS1810-060</b>
1,2 mm - 3,5 Fr.	auf Anfrage	<b>RS1812-040</b>	<b>RS1812-060</b>
1,6 mm - 5 Fr.	<b>RS1816-030</b>	<b>RS1816-040</b>	<b>RS1816-060</b>
1,8 mm - 5,5 Fr.	auf Anfrage	<b>RS1818-040</b>	<b>RS1818-060</b>
2,4 mm - 7 Fr.	<b>RS1822-030</b>	<b>RS1822-040</b>	<b>RS1822-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten.

## Fremdkörperzange für Steinstraße - flexibel



- Lange quer gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge
1,6 mm - 5 Fr.	60 cm <b>S04116-060</b>

## Fremdkörperzange für Steinstraße - starr



- Lange quer gezahnte Maulteile
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge
1,6 mm - 5 Fr.	60 cm RS04116-060




## DJ - Zange - flexibel

- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge	
	40 cm	60 cm
2,3 mm - 7 Fr.	<b>S08322-040</b>	<b>S08322-060</b>
3,0 mm - 9 Fr.	<b>S08330-040</b>	<b>S08330-060</b>



## DJ - Zange - starr

- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge	
	40 cm	60 cm
2,3 mm - 7 Fr.	<b>RS08322-040</b>	<b>RS08322-060</b>
3,0 mm - 9 Fr.	<b>RS08330-040</b>	<b>RS08330-060</b>



## Rattenzahn Fassungszange - flexibel

- 2:1 Zähne
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge	
	40 cm	60 cm
1,6 mm - 5 Fr.	<b>S08416-040</b>	<b>S08416-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	<b>S08422-040</b>	<b>S08422-060</b>



## Rattenzahn Fassungszange - starr

- 2:1 Zähne
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge	
	40 cm	60 cm
1,6 mm - 5 Fr.	<b>RS08416-040</b>	<b>RS08416-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	<b>RS08422-040</b>	<b>RS08422-060</b>

## Fremdkörpergreifer - flexibel



- 1 zu 2 Zähne
- Greifer nicht komplett einziehbar
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge
1,6 mm - 5 Fr.	<b>S1016-060</b>
1,8 mm - 5,5 Fr.	<b>S1018-060</b>

## Fremdkörpergreifer - starr



- 1 zu 2 Zähne
- Greifer nicht komplett einziehbar
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge
	60 cm
1,6 mm - 5 Fr.	<b>RS1016-060</b>
1,8 mm - 5,5 Fr.	<b>RS1018-060</b>

## Fasszange für Steine und Fragmente - starr



- Gefenstert
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge
	40 cm
3,0 mm - 9 Fr.	RS05130-040



## Fasszange für Steine und Fragmente - gebogen

- Maulteil gebogen - starr
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge	
	30 cm	40 cm
3,0 mm - 9 Fr.	<b>RS18130-030</b>	<b>RS18130-040</b>

## Urologie

### Scheren



**Seite**

Scheren Mehrweg - Warengruppe U024 . . . . . 35-41




## Urologie

### Scheren

#### Scheren Mehrweg - Warengruppe U024

	<b>Seite</b>
Schere einseitig - stumpf/stumpf flexibel . . . . .	36
Schere einseitig - stumpf/stumpf starr . . . . .	37
Schere beidseitig - stumpf/stumpf starr . . . . .	38
Schere einseitig - spitz/spitz flexibel . . . . .	39
Schere einseitig - spitz/spitz starr . . . . .	40
Hakenschere - einfachbeweglich . . . . .	41




## Schere einseitig - stumpf/stumpf flexibel

- Einseitig bewegliches Scherenblatt
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,0 mm - 3 Fr.	<b>S09103-030</b>	<b>S09103-040</b>	<b>S09103-060</b>
1,6 mm - 5 Fr.	<b>S09163-030</b>	<b>S09163-040</b>	<b>S09163-060</b>
2,1 mm - 6 Fr.	<b>S09213-030</b>	<b>S09213-040</b>	<b>S09213-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	<b>S09223-030</b>	<b>S09223-040</b>	<b>S09223-060</b>



## Schere einseitig - stumpf/stumpf starr

- Einseitig bewegliches Scherenblatt
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge		
	30 cm	40 cm	60 cm
1,0 mm - 3 Fr.	<b>RS09103-030</b>	<b>RS09103-040</b>	<b>RS09103-060</b>
1,6 mm - 5 Fr.	<b>RS09163-030</b>	<b>RS09163-040</b>	<b>RS09163-060</b>
2,1 mm - 6 Fr.	<b>RS09213-030</b>	<b>RS09213-040</b>	<b>RS09213-060</b>
2,3 mm - 7 Fr.	<b>RS09223-030</b>	<b>RS09223-040</b>	<b>RS09223-060</b>



## Schere beidseitig - stumpf/stumpf starr

- Beidseitig bewegliches Scherenblatt
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge	
	30 cm	40 cm
1,6 mm - 5 Fr.	<b>RS0916-030</b>	<b>RS0916-040</b>



## Schere einseitig - spitz/spitz flexibel

- Einseitig bewegliches Scherenblatt
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz
- Spitz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge	
	30 cm	40 cm
1,6 mm - 5 Fr.	<b>S09162-030</b>	<b>S09162-040</b>
2,3 mm - 7 Fr.	<b>S09222-030</b>	<b>S09222-040</b>



## Schere einseitig - spitz/spitz starr

- Einseitig bewegliches Scherenblatt
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge	
	30 cm	40 cm
1,6 mm - 5 Fr.	<b>RS09162-030</b>	<b>RS09162-040</b>
2,3 mm - 7 Fr.	<b>RS09222-030</b>	<b>RS09222-040</b>

## Hakenschere - einfachbeweglich



- Einseitig bewegliches Scherenblatt
- Geschliffene Spirale
- Scherengriff mit Reinigungsansatz



Instrumenten- durchmesser	Arbeitslänge
2,3 mm - 7 Fr.	70 cm <b>RS09224-070</b>

## Urologie

### Steinfänger



#### Seite

Steinfänger Einmalgebrauch - Warengruppe U031 .....	43-47
Steinfänger Mehrweg - Warengruppe U030 .....	48-53



## Urologie

### Steinfänger

#### Steinfänger Einmalgebrauch - Warengruppe U031

#### Seite

Steinfänger 4-fach gedreht - Einmalgebrauch Ø 1,0 mm - 3 Fr. - Nitinol, formstabil . . . .	44
Steinfänger 4-fach gedreht - Einmalgebrauch Ø 1,3 mm - 4 Fr. - Nitinol, formstabil . . . .	45
Steinfänger 4-fach gedreht - Einmalgebrauch Ø 1,65 mm - 5 Fr. . . . .	46
Steinfänger 4-fach gedreht - Einmalgebrauch Ø 1,8 mm - 5,5 Fr. . . . .	47



**Steinfänger 4-fach gedreht - Einmalgebrauch**  
**Ø 1,0 mm - 3 Fr. - Nitinol, formstabil**

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,2 mm

- Gedrehte Form
- 4 Drähte - Nitinol, formstabil
- Festmontierter Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Arbeitslänge	
		70 cm	90 cm
Nitinoldraht	15 mm	E154.410-070	E154.410-090



## Steinfänger 4-fach gedreht - Einmalgebrauch Ø 1,3 mm - 4 Fr. - Nitinol, formstabil

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,5 mm

- Gedrehte Form
- 4 Drähte - Nitinol, formstabil
- Festmontierter Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Arbeitslänge	
		70 cm	90 cm
Nitinoldraht	15 mm	E154.413-070	E154.413-090



## Steinfänger 4-fach gedreht - Einmalgebrauch Ø 1,65 mm - 5 Fr.

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,8 mm

- Gedrehte Form
- 4 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Festmontierter Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Arbeitslänge
		60 cm
Monofiler Draht	15 mm	E150164-060
	20 mm	E150165-060

Auch in Nitinol lieferbar! Bitte anfragen.



## Steinfänger 4-fach gedreht - Einmalgebrauch Ø 1,8 mm - 5,5 Fr.

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Gedrehte Form
- 4 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Festmontierter Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Arbeitslänge
		60 cm
Monofiler Draht	15 mm	E150184-060
	20 mm	E150185-060

Auch in Nitinol lieferbar! Bitte anfragen.



## Urologie

### Steinfänger

#### Steinfänger Mehrweg - Warengruppe U030

	<b>Seite</b>
Steinfänger 4-fach gedreht Ø 1,0 mm - 3 Fr. ....	49
Steinfänger 4-fach gedreht Ø 1,65 mm - 5 Fr. ....	50
Steinfänger 4-fach gedreht Ø 1,8 mm - 5,5 Fr. ....	51
Steinfänger 6-fach gedreht Ø 1,65 mm - 5 Fr. ....	52
Steinfänger 6-fach gedreht Ø 1,8 mm - 5,5 Fr. ....	53



## Steinfänger 4-fach gedreht

**Ø 1,0 mm - 3 Fr.**

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,2 mm

- Gedrehte Form
- 4 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusiv Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Arbeitslänge	
		40 cm	60 cm
Monofiler Draht	15 mm	<b>150104-040</b>	<b>150104-060</b>



## Steinfänger 4-fach gedreht

**Ø 1,65 mm - 5 Fr.**

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,8 mm

- Gedrehte Form
- 4 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusiv Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Arbeitslänge	
		40 cm	60 cm
Monofiler Draht	15 mm	<b>150164-040</b>	<b>150164-060</b>
	20 mm	<b>150165-040</b>	<b>150165-060</b>
Multifiler Draht	15 mm	<b>160164-040</b>	<b>160164-060</b>
	23 mm	<b>160165-040</b>	<b>160165-060</b>



## Steinfänger 4-fach gedreht

**Ø 1,8 mm - 5,5 Fr.**

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Gedrehte Form
- 4 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusiv Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Arbeitslänge	
		40 cm	60 cm
Monofiler Draht	15 mm	<b>150184-040</b>	<b>150184-060</b>
	20 mm	<b>150185-040</b>	<b>150185-060</b>
Multifiler Draht	15 mm	<b>160184-040</b>	<b>160184-060</b>
	23 mm	<b>160185-040</b>	<b>160185-060</b>



## Steinfänger 6-fach gedreht

**Ø 1,65 mm - 5 Fr.**

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,8 mm

- Gedrehte Form
- 6 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusiv Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Arbeitslänge	
		40 cm	60 cm
Monofiler Draht	15 mm	<b>152164-040</b>	<b>152164-060</b>
	20 mm	<b>152165-040</b>	<b>152165-060</b>
Multifiler Draht	15 mm	<b>162164-040</b>	<b>162164-060</b>
	23 mm	<b>162165-040</b>	<b>162165-060</b>



## Steinfänger 6-fach gedreht

**Ø 1,8 mm - 5,5 Fr.**

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm


- Gedrehte Form
- 6 Drähte
- Mit Kontrastmittel- und Reinigungsansatz
- Zur Reinigung zerlegbar
- Inklusiv Griff



Korbausführung	Korbdurchmesser	Arbeitslänge	
		40 cm	60 cm
Monofiler Draht	15 mm	<b>152184-040</b>	<b>152184-060</b>
	20 mm	<b>152185-040</b>	<b>152185-060</b>
Multifiler Draht	15 mm	<b>162184-040</b>	<b>162184-060</b>
	23 mm	<b>162185-040</b>	<b>162185-060</b>

## Urologie

### Injektionsnadel



#### Seite

Injektionsnadel Einmalgebrauch - Warengruppe U001 .....	55-56
Injektionsnadel Mehrweg - Warengruppe U006 .....	57-58



## Urologie

### Injektionsnadel

#### Injektionsnadel Einmalgebrauch - Warengruppe U001

**Seite**

Injektionsnadel mit Nadel - 5,5 Fr. zum Einmalgebrauch .....56



## Injektionsnadel mit Nadel - 5,5 Fr. zum Einmalgebrauch

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Nadeldurchmesser 0,7 mm
- Nadellänge 4 und 6 mm
- Einzeln steril verpackt



Nadellänge	Länge	Tubusausführung
		PTFE-Kunststoff
4 mm	60 cm	<b>ET2518.74-060</b>
6 mm	60 cm	<b>ET2518.76-060</b>



## Urologie

### Injektionsnadel

#### Injektionsnadel Mehrweg - Warengruppe U006

**Seite**

Injektionsnadel mit Nadel - 5,5 Fr. ....58



## Injektionsnadel mit Nadel - 5,5 Fr.


- Nadeldurchmesser 0,7 mm
- 60 cm lang



Nadellänge	Ausführung	Busausführung
		Metallspirale
10 mm	Nadel einziehbar	<b>2518-50/10</b>
10 mm	Nadel feststehend	<b>2518-50/10F</b>

## Urologie

### Hochfrequenzschlingen



#### Seite

Hochfrequenzschlingen - Einmalgebrauch - Warengruppe U005 . . . . . 60-63




## Urologie

### Hochfrequenzschlingen

#### Hochfrequenzschlingen - Einmalgebrauch - Warengruppe U005

#### Seite

Symmetrische Hochfrequenz Schlinge Ø 1,65 mm - 5 Fr. - Einmalgebrauch .....	61
Symmetrische Hochfrequenz Schlinge Ø 1,8 mm - 5,5 Fr. - Einmalgebrauch .....	62
Symmetrische Hochfrequenz Schlinge Ø 2,35 mm - 7 Fr. - Einmalgebrauch .....	63



## Symmetrische Hochfrequenz Schlinge

**Ø 1,65 mm - 5 Fr. - Einmalgebrauch**


Für Arbeitskanäle ab Ø 1,8 mm

- Symmetrische Schlingenöffnung
- Zwei Schlingengrößen lieferbar
- Fest montierter Handgriff



Stromanschluß	Länge	Schlingengröße	
		20 mm	25 mm
4 mm Buchse	60 cm	<b>E341615-060</b>	<b>E341616-060</b>
Olympus Anschluß	60 cm	<b>E341615A-060</b>	<b>E341616A-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten für die Hochfrequenzmedizin.



## Symmetrische Hochfrequenz Schlinge

Ø 1,8 mm - 5,5 Fr. - Einmalgebrauch


Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Symmetrische Schlingenöffnung
- Zwei Schlingengrößen lieferbar
- Fest montierter Handgriff



Stromanschluß	Länge	Schlingengröße	
		20 mm	25 mm
4 mm Buchse	60 cm	<b>E341815-060</b>	<b>E341816-060</b>
Olympus Anschluß	60 cm	<b>E341815A-060</b>	<b>E341816A-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten für die Hochfrequenzmedizin.



## Symmetrische Hochfrequenz Schlinge

**Ø 2,35 mm - 7 Fr. - Einmalgebrauch**

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,45 mm

- Symmetrische Schlingenöffnung
- Zwei Schlingengrößen lieferbar
- Fest montierter Handgriff



Stromanschluß	Länge	Schlingengröße	
		20 mm	25 mm
4 mm Buchse	60 cm	<b>E342215-060</b>	<b>E342216-060</b>
Olympus Anschluß	60 cm	<b>E342215A-060</b>	<b>E342216A-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten für die Hochfrequenzmedizin.

## Urologie

### Reinigungsbürsten



#### Seite

Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch - Warengruppe U004 . . . . .	65-66
Reinigungsbürsten Mehrweg - Warengruppe U004 . . . . .	67-68



## Urologie

### Reinigungsbürsten

#### Reinigungsbürsten zum Einmalgebrauch - Warengruppe U004

**Seite**

Reinigungsbürste zum Einmalgebrauch ..... 66

## Reinigungsbürste zum Einmalgebrauch



- doppelseitiger Bürste
- Kunststoffköpfchen zum Schutz vor Beschädigungen
- unterschiedliche Arbeitskanäle



		Für Arbeitskanäle			
Länge		ab Ø 1,0 mm	ab Ø 1,5 mm	ab Ø 2,0 mm	ab Ø 2,8 mm
beidseitig	60 cm	<b>EB4110-060</b>	<b>EB4115-060</b>	<b>EB4118-060</b>	<b>EB4122-060</b>



## Urologie

### Reinigungsbürsten

#### Reinigungsbürsten Mehrweg - Warengruppe U004

**Seite**

Reinigungsbürste .....68

## Reinigungsbürste



- Mit ein- oder doppelseitiger Bürste
- Flexible Federspitze
- Für verschiedene Arbeitskanäle



	Länge	für Arbeitskanäle			
		ab Ø 1,2 mm	ab Ø 1,65 mm	ab Ø 2,0 mm	ab Ø 2,6 mm
einseitig	40 cm	<b>41101-040</b>	<b>41161-040</b>	<b>41181-040</b>	<b>41221-040</b>
	60 cm	<b>41101-060</b>	<b>41161-060</b>	<b>41181-060</b>	<b>41221-060</b>
beidseitig	40 cm	<b>BS41101-040</b>	<b>BS41161-040</b>	<b>BS41181-040</b>	<b>BS41221-040</b>
	60 cm	<b>BS41101-060</b>	<b>BS41161-060</b>	<b>BS41181-060</b>	<b>BS41221-060</b>

## Urologie

### Zytologiebürste



#### Seite

Zytologiebürste zum Einmalgebrauch - Warengruppe U003 ..... 70-71



## Urologie

### Zytologiebürste

#### Zytologiebürste zum Einmalgebrauch - Warengruppe U003

**Seite**

Zytologiebürste zum Einmalgebrauch .....71



## Zytologiebürste zum Einmalgebrauch

- Mit Kunststofftubus
- Bürste einziehbar
- Mit Kugelkopf zum Tubusverschluß
- Einzeln steril verpackt
- Verpackungseinheit 10 Stück



Länge	für Arbeitskanäle
	ab Ø 1,2 mm
120 cm	<b>E4210-120</b>

## Urologie

### Koagulationssonden



#### Seite

Koagulationssonden - Mehrweg - Warengruppe U007 .....	73-75
---	-------



## Urologie

### Koagulationssonden

#### Koagulationssonden - Mehrweg - Warengruppe U007

**Seite**

Koagulationssonde Ø 1,65 mm - 5 Fr. ....	74
Koagulationssonde Ø 1,8 mm - 5,5 Fr. ....	75



## Koagulationssonde Ø 1,65 mm - 5 Fr.

Für Arbeitskanäle ab Ø 1,8 mm

- Mit oder ohne axialer Spülbohrung
- Flexible Ausführung



Ausführung	Arbeitslänge	Art. Nr.
Mit Spülöffnung	40 cm	<b>8016-040</b>
	60 cm	<b>8016-060</b>
Ohne Spülöffnung	40 cm	<b>80161-040</b>
	60 cm	<b>80161-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten für die Hochfrequenzmedizin.



## Koagulationssonde Ø 1,8 mm - 5,5 Fr.

Für Arbeitskanäle ab Ø 2,0 mm

- Mit oder ohne axialer Spülbohrung
- Flexible Ausführung



Ausführung	Arbeitslänge	Art. Nr.
Mit Spülöffnung	40 cm	<b>8018-040</b>
	60 cm	<b>8018-060</b>
Ohne Spülöffnung	40 cm	<b>80181-040</b>
	60 cm	<b>80181-060</b>

Erforderliches Zubehör finden Sie auf den Zubehörseiten für die Hochfrequenzmedizin.

## Urologie

### Zubehör für die Hochfrequenzchirurgie



**Seite**

Hochfrequenzkabel - Mehrweg - Warengruppe 0033 .....77-78



## Urologie

### Zubehör für die Hochfrequenzchirurgie

#### Hochfrequenzkabel - Mehrweg - Warengruppe 0033

**Seite**

Hochfrequenzkabel ..... 78

## Hochfrequenzkabel



- 4 mm Stecker (Firma Martin, Erbe, Storz)
- 5 mm Stecker (Firma Erbe)
- 6 mm Stecker (Firma Olympus)
- 8 mm Stecker (Firma Vallylab)



Geräteseite	Griffseite	
	4 mm Buchse	Olympus Anschluß
Martin Erbe (ACC) Storz	<b>6400</b>	<b>6400A</b>
Erbe (ICC)	<b>6404</b>	<b>6404A</b>
Olympus	<b>6402</b>	<b>6402A</b>
Vallylab	<b>6407</b>	<b>6407A</b>