



Desechable




# Extirpación precisa



Asas de polipectomía y mucosectomía desechables

MASLANKA Asas de polipectomía y mucosectomía desechables

# Saque provecho de las ventajas de nuestras asas



Icono	Significado
	Sin punta aislada
	Dentada
	Revestimiento térmico
	Multifilamento
	Cordón serrado multifilamento
	Monofilamento



## Flexibilidad y funcionalidad como prioridades.

Nuestras asas **multifilamento** de un solo uso ofrecen el máximo confort para el usuario. Tras la extirpación de un pólipo, la **punta sin aislamiento** permite una coagulación puntual de la zona sin cambiar de instrumento.

## ⊗ Asa de polipectomía **desechable** simétrica multifilamento

Solo disponible con mango fijo.



N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
E34221A/35-180	Ø 2,8 mm	aprox. 10 mm	180 cm	10 uds.
E34221A/35-230	Ø 2,8 mm	aprox. 10 mm	230 cm	10 uds.
E34221A/45-180	Ø 2,8 mm	aprox. 15 mm	180 cm	10 uds.
E34221A/45-230	Ø 2,8 mm	aprox. 15 mm	230 cm	10 uds.
E34221A/55-180	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	180 cm	10 uds.
E34221A/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	10 uds.
E34221A/65-180	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	180 cm	10 uds.
E34221A/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	10 uds.
E34221A/75-180	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	180 cm	10 uds.
E34221A/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	10 uds.



## ⊗ Asa de polipectomía **desechable** simétrica monofilamento

Solo disponible con mango fijo.



N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
E34221MA/35-180	Ø 2,8 mm	aprox. 10 mm	180 cm	10 uds.
E34221MA/35-230	Ø 2,8 mm	aprox. 10 mm	230 cm	10 uds.
E34221MA/45-180	Ø 2,8 mm	aprox. 15 mm	180 cm	10 uds.
E34221MA/45-230	Ø 2,8 mm	aprox. 15 mm	230 cm	10 uds.
E34221MA/55-180	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	180 cm	10 uds.
E34221MA/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	10 uds.
E34221MA/75-180	Ø 2,8 mm	aprox. 30 mm	180 cm	10 uds.
E34221MA/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 30 mm	230 cm	10 uds.



## ⊗ Asa de polipectomía **desechable** asimétrica multifilamento

Solo disponible con mango fijo.



N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
E3222A-180	Ø 2,8 mm	aprox. 15 mm	180 cm	10 uds.
E3222A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 15 mm	230 cm	10 uds.
E3322A-180	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	180 cm	10 uds.
E3322A-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	10 uds.




## ⊗ Asa de mucosectomía **desechable** simétrica multifilamento

Solo disponible con mango fijo.



N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
E34224A/65-180	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	180 cm	10 uds.
E34224A/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	10 uds.
E34224A/75-180	Ø 2,8 mm	aprox. 30 mm	180 cm	10 uds.
E34224A/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 30 mm	230 cm	10 uds.




## ⊗ Asa de polipectomía **desechable** hexagonal multifilament

Solo disponible con mango fijo.




N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
E37221A/55-180	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	180 cm	10 uds.
E37221A/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	10 uds.
E37221A/65-180	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	180 cm	10 uds.
E37221A/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	10 uds.
E37221A/75-180	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	180 cm	10 uds.
E37221A/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	10 uds.



**Asa dentada** con dientes afilados para atrapar mejor el tejido.

Soldadura láser en ambos lados para una buena conexión y para evitar una caída de los dientes en el tejido

Conexión segura entre asa y cordón de tracción



Dientes afilados para atrapar mejor el tejido


Cordón flexible para una adaptación perfecta al tejido

## ⊗ Asa de mucosectomía **desechable** simétrica, dentada

Solo disponible con mango fijo.



N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
E342213A/55-180	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	180 cm	10 uds.
E342213A/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	10 uds.
E342213A/65-180	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	180 cm	10 uds.
E342213A/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	10 uds.
E342213A/75-180	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	180 cm	10 uds.
E342213A/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	10 uds.




## Con revestimiento térmico

para una mejor conducción de la corriente de RF y una superficie de corte más lisa en el tejido mediante una coagulación muy baja.

Atención: ¡requiere un ajuste de potencia más bajo en el generador!

Más conductivo gracias al revestimiento térmico

Unión soldada segura para una sujeción fiable



Superficies de corte más lisas en el tejido mediante una coagulación muy baja


Varilla estable para un uso seguro en el endoscopio


## ⊗ Asa de polipectomía **desechable** simétrica multifilamento con revestimiento térmico

Solo disponible con mango fijo.



N.º de artículo	Canal de trabajo	Abertura del asa	Long. de trabajo	Ud. de
E34223A/55-230	Ø 2,8 mm	aprox. 20 mm	230 cm	1
E34223A/65-230	Ø 2,8 mm	aprox. 25 mm	230 cm	1
E34223A/75-230	Ø 2,8 mm	aprox. 35 mm	230 cm	1





Mango ergonómico para un **mejor manejo**

Conexión de RF

Gracias al mango fijo, el asa **se puede utilizar inmediatamente** después de conectar el cable de RF

## Asas de polipectomía y mucosectomía **desechables**



**H. + H. Maslanka**  
**Chirurgische Instrumente GmbH**  
Stockacherstraße 172  
78532 Tuttlingen / Alemania

Tel.: +49 7461 9607 - 0  
Fax: +49 7461 - 47 32  
info@maslanka.de  
www.maslanka.de

03/2022 | ES

**CE 0483**