





Einweg



Unter Verschluss

Doppellumige Sonde für die Fibrinverklebung

MASLANKA Einweg, steril





⊗ Einweg

Doppellumige Sonde für die Fibrinverklebung mit Nadel

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Steril.

Artikelnummer	Arbeitskanal ab Ø	Nadeldurchmesser	Nadellänge	Arbeitslänge	VE
ET272620-160	2,8 mm	Ø 0,9 mm	3,0 mm	160 cm	10 Stück
ET272620-180				180 cm	10 Stück
ET272620-230				230 cm	10 Stück



 **Einweg**

Doppellumige Sonde für die Fibrinverklebung

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Steril.

Artikelnummer	Arbeitskanal ab Ø	Arbeitslänge	VE
ET272622-160	2,8 mm	160 cm	10 Stück
ET272622-180		180 cm	10 Stück
ET272622-230		230 cm	10 Stück

Einweg, unsteril
Doppellumige
Fibrinverklebungsnadel
& Fibrinverklebungssonde

Das gewünschte
Produkt ist nicht dabei?
Sprechen Sie uns an.



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 7461 9607 - 0
Fax: +49 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

16673 | 07/2023 | DE

CE 0483