



# Scharf kombiniert

Hochfrequenz-Biopsiezangen

MASLANKA Hochfrequenz-Biopsiezangen

PTFE-Ummantelung zum  
Schutz vor ungewolltem HF-Strom


Scharfe Maulteile  
zur optimalen Abtragung  
von Polypen und Gewebe

Luer-Lock Anschluss zum  
einfachen Adaptieren für die  
Reinigung des Innenlumens

Mit HF-Anschluss

Ergonomischer Handgriff

Drehbarer Ring



Mehrweg

## HF-Biopsiezange mit ovalen, gefenstererten Löffeln

Unser Produkt für den mehrfachen Gebrauch. Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.

Artikelnummer	Arbeitskanal	Öffnungsbreite	Volumina	Maulteillänge	Arbeitslänge	VE
K6118A-120	Ø 2,0 mm	- 6 mm	- 3 mm <sup>3</sup>	- 3,0 mm	120 cm	1 Stück
K6118A-180	Ø 2,0 mm	- 6 mm	- 3 mm <sup>3</sup>	- 3,0 mm	180 cm	1 Stück
K6118A-230	Ø 2,0 mm	- 6 mm	- 3 mm <sup>3</sup>	- 3,0 mm	230 cm	1 Stück
K6122A-160	Ø 2,8 mm	- 6 mm	- 8 mm <sup>3</sup>	- 3,7 mm	160 cm	1 Stück
K6122A-180	Ø 2,8 mm	- 6 mm	- 8 mm <sup>3</sup>	- 3,7 mm	180 cm	1 Stück
K6122A-230	Ø 2,8 mm	- 6 mm	- 8 mm <sup>3</sup>	- 3,7 mm	230 cm	1 Stück
K6125A-180 große ovale Maulteile	Ø 2,8 mm	- 6 mm	- 8 mm <sup>3</sup>	- 3,7 mm	180 cm	1 Stück
K6125A-230 große ovale Maulteile	Ø 2,8 mm	- 6 mm	- 8 mm <sup>3</sup>	- 3,7 mm	230 cm	1 Stück
K6134A-230 große ovale Maulteile	Ø 3,8 mm	- 6 mm	- 17 mm <sup>3</sup>	- 4,4 mm	230 cm	1 Stück