


Más productos de Maslanka



Nuestra gama abarca también productos para ámbitos como gastroenterología, cardiología y urología, así como soluciones especiales para cirugía.

En nuestro catálogo de productos, encontrará una descripción detallada de nuestros productos. Estamos a su entera disposición para responder a cualquier pregunta.


Gastroenterología
Cardiología
Urología
Neurología
Desarrollos específicos para clientes

Agujas de inyección y aspiración reutilizables



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Alemania

Tel.: +49 7461 9607 - 0
Fax: +49 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de



Justo en el punto


Agujas de inyección y aspiración reutilizables

CE 0483 03/2022 IES

Reutilizable
Aguja de inyección

Nuestro producto reutilizable.

N.º de artículo	Diámetro de la aguja	Longitud de la aguja	Canal de trabajo	Longitud de trabajo	Ud. de
2518.4-160	Ø 0,6 mm	4 mm	2,0 mm	160 cm	1 ud.
2518.6-160	Ø 0,6 mm	6 mm	2,0 mm	160 cm	1 ud.
2522.4-160	Ø 0,7 mm	4 mm	2,8 mm	160 cm	1 ud.
2522.6-160	Ø 0,7 mm	6 mm	2,8 mm	160 cm	1 ud.
2522.4-230	Ø 0,7 mm	4 mm	2,8 mm	230 cm	1 ud.
2522.6-230	Ø 0,7 mm	6 mm	2,8 mm	230 cm	1 ud.



Reutilizable
Aguja de inyección con tubo de plástico

134°C
Autoclave
273°F

Nuestro producto reutilizable.

N.º de artículo	Diámetro de la aguja	Longitud de la aguja	Canal de trabajo	Longitud de trabajo	Ud. de
T2518.4-180	Ø 0,6 mm	4 mm	2,0 mm	180 cm	1 ud.
T2518.4-230	Ø 0,6 mm	4 mm	2,0 mm	230 cm	1 ud.
T2518.6-180	Ø 0,6 mm	6 mm	2,0 mm	180 cm	1 ud.
T2518.6-230	Ø 0,6 mm	6 mm	2,0 mm	230 cm	1 ud.
T2522.4-160	Ø 0,7 mm	4 mm	2,8 mm	160 cm	1 ud.
T2522.4-180	Ø 0,7 mm	4 mm	2,8 mm	180 cm	1 ud.
T2522.4-230	Ø 0,7 mm	4 mm	2,8 mm	230 cm	1 ud.
T2522.6-160	Ø 0,7 mm	6 mm	2,8 mm	160 cm	1 ud.
T2522.6-180	Ø 0,7 mm	6 mm	2,8 mm	180 cm	1 ud.
T2522.6-230	Ø 0,7 mm	6 mm	2,8 mm	230 cm	1 ud.
T2622.4-160	Ø 0,9 mm	4 mm	2,8 mm	160 cm	1 ud.
T2622.4-180	Ø 0,9 mm	4 mm	2,8 mm	180 cm	1 ud.
T2622.4-230	Ø 0,9 mm	4 mm	2,8 mm	230 cm	1 ud.
T2622.6-160	Ø 0,9 mm	6 mm	2,8 mm	160 cm	1 ud.
T2622.6-180	Ø 0,9 mm	6 mm	2,8 mm	180 cm	1 ud.
T2622.6-230	Ø 0,9 mm	6 mm	2,8 mm	230 cm	1 ud.



Reutilizable
Aguja de inyección con tubo de plástico

134°C
Autoclave
273°F

Se incluye la boquilla de lavado lateral. Nuestro producto reutilizable.

N.º de artículo	Diámetro de la aguja	Longitud de la aguja	Canal de trabajo	Longitud de trabajo	Ud. de
T2522.4S-180	Ø 0,7 mm	4 mm	2,8 mm	180 cm	1 ud.
T2522.6S-180	Ø 0,7 mm	6 mm	2,8 mm	180 cm	1 ud.
T2522.4S-230	Ø 0,7 mm	4 mm	2,8 mm	230 cm	1 ud.
T2522.6S-230	Ø 0,7 mm	6 mm	2,8 mm	230 cm	1 ud.

*S con boquilla de lavado lateral

