



Einweg





Präzise abgetragen

Einweg Polypektomie- & Mukosektomieschlingen

MASLANKA Einweg Polypektomie- & Mukosektomieschlingen

Profitieren Sie von den Vorteilen unserer Schlingen



Flexibilität & Funktionalität im Fokus.

Unsere **multifilen** Schlingen für den Einmalgebrauch bieten höchsten Anwenderkomfort. Die **nicht isolierte Spitze** ermöglicht dem Anwender nach dem Abtragen eines Polypen ohne Instrumentenwechsel ein punktuell Koagulieren der Entnahmestelle.


Einweg

Symmetrische multifile Polypektomieschlinge

Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E34221A/35-180	Ø 2,8 mm	- 10 mm	180 cm	10 Stück
E34221A/35-230	Ø 2,8 mm	- 10 mm	230 cm	10 Stück
E34221A/45-180	Ø 2,8 mm	- 15 mm	180 cm	10 Stück
E34221A/45-230	Ø 2,8 mm	- 15 mm	230 cm	10 Stück
E34221A/55-180	Ø 2,8 mm	- 20 mm	180 cm	10 Stück
E34221A/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	10 Stück
E34221A/65-180	Ø 2,8 mm	- 25 mm	180 cm	10 Stück
E34221A/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	10 Stück
E34221A/75-180	Ø 2,8 mm	- 35 mm	180 cm	10 Stück
E34221A/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	10 Stück




Einweg

Asymmetrische multifile Polypektomieschlinge

Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E3222A-180	Ø 2,8 mm	- 15 mm	180 cm	10 Stück
E3222A-230	Ø 2,8 mm	- 15 mm	230 cm	10 Stück
E3322A-180	Ø 2,8 mm	- 25 mm	180 cm	10 Stück
E3322A-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	10 Stück




Einweg

Symmetrische monofile Polypektomieschlinge

Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E34221MA/35-180	Ø 2,8 mm	- 10 mm	180 cm	10 Stück
E34221MA/35-230	Ø 2,8 mm	- 10 mm	230 cm	10 Stück
E34221MA/45-180	Ø 2,8 mm	- 15 mm	180 cm	10 Stück
E34221MA/45-230	Ø 2,8 mm	- 15 mm	230 cm	10 Stück
E34221MA/55-180	Ø 2,8 mm	- 20 mm	180 cm	10 Stück
E34221MA/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	10 Stück
E34221MA/75-180	Ø 2,8 mm	- 30 mm	180 cm	10 Stück
E34221MA/75-230	Ø 2,8 mm	- 30 mm	230 cm	10 Stück



Einweg

Symmetrische multifile Mukosektomieschlinge

Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E34224A/65-180	Ø 2,8 mm	- 25 mm	180 cm	10 Stück
E34224A/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	10 Stück
E34224A/75-180	Ø 2,8 mm	- 30 mm	180 cm	10 Stück
E34224A/75-230	Ø 2,8 mm	- 30 mm	230 cm	10 Stück




Einweg

Hexagonale multifile Polypektomieschlinge


Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E37221A/55-180	Ø 2,8 mm	- 20 mm	180 cm	10 Stück
E37221A/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	10 Stück
E37221A/65-180	Ø 2,8 mm	- 25 mm	180 cm	10 Stück
E37221A/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	10 Stück
E37221A/75-180	Ø 2,8 mm	- 35 mm	180 cm	10 Stück
E37221A/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	10 Stück



Gezahnte Schlinge mit scharfen Zähnen für besseres Greifen ins Gewebe.




Einweg

Symmetrische Mukosektomieschlinge gezahnt

Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E342213A/55-180	Ø 2,8 mm	- 20 mm	180 cm	10 Stück
E342213A/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	10 Stück
E342213A/65-180	Ø 2,8 mm	- 25 mm	180 cm	10 Stück
E342213A/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	10 Stück
E342213A/75-180	Ø 2,8 mm	- 35 mm	180 cm	10 Stück
E342213A/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	10 Stück




Mit Thermobeschichtung

für eine bessere Leitung des HF-Stroms sowie einer noch glatteren Schnittfläche am Gewebe durch eine sehr geringe Koagulationswirkung.

Achtung: Geringere Leistungseinstellung an Generator notwendig!

Leitfähiger durch Thermobeschichtung




Einweg

Symmetrische multifile Polypektomieschlinge mit Thermobeschichtung

Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E34223A/55-230	Ø 2,8 mm	- 20 mm	230 cm	1 Stück
E34223A/65-230	Ø 2,8 mm	- 25 mm	230 cm	1 Stück
E34223A/75-230	Ø 2,8 mm	- 35 mm	230 cm	1 Stück





Einweg

Festmontierter Handgriff

**Einweg
Polypektomie- & Mukosektomieschlingen**



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 7461 9607 - 0
Fax: +49 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de

07/2021|DE

CE 0483