



Einweg




Präzise abgetragen


Einweg Polypektomie- & Mukosektomieschlingen

MASLANKA Einweg Polypektomie- & Mukosektomieschlingen

Profitieren Sie von den Vorteilen unserer Schlingen



Icons	Bedeutung
	Ohne isolierte Spitze
	Gezahnt
	Thermobeschichtet
	Multifil
	Multifile Sägelitze
	Monofil



Flexibilität & Funktionalität im Fokus.

Unsere **multifilen** Schlingen für den Einmalgebrauch bieten höchsten Anwenderkomfort. Die **nicht isolierte Spitze** ermöglicht dem Anwender nach dem Abtragen eines Polypen ohne Instrumentenwechsel ein punktuell Koagulieren der Entnahmestelle.


Einweg

Symmetrische multifile Polypektomieschlinge

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E34221A/55-180	Ø 2,8 mm	20 mm	180 cm	10 Stück
E34221A/55-230	Ø 2,8 mm	20 mm	230 cm	10 Stück
E34221A/65-180	Ø 2,8 mm	25 mm	180 cm	10 Stück
E34221A/65-230	Ø 2,8 mm	25 mm	230 cm	10 Stück
E34221A/75-180	Ø 2,8 mm	30 mm	180 cm	10 Stück
E34221A/75-230	Ø 2,8 mm	30 mm	230 cm	10 Stück




Einweg

Symmetrische monofile Polypektomieschlinge

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E34221M/35-180	Ø 2,8 mm	10 mm	180 cm	10 Stück
E34221M/35-230	Ø 2,8 mm	10 mm	230 cm	10 Stück
E34221M/55-180	Ø 2,8 mm	20 mm	180 cm	10 Stück
E34221M/55-230	Ø 2,8 mm	20 mm	230 cm	10 Stück
E34221M/75-180	Ø 2,8 mm	30 mm	180 cm	10 Stück
E34221M/75-230	Ø 2,8 mm	30 mm	230 cm	10 Stück




Einweg

Asymmetrische multifile Polypektomieschlinge

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E3222A-180	Ø 2,8 mm	15 mm	180 cm	10 Stück
E3222A-230	Ø 2,8 mm	15 mm	230 cm	10 Stück
E3322A-180	Ø 2,8 mm	25 mm	180 cm	10 Stück
E3322A-230	Ø 2,8 mm	25 mm	230 cm	10 Stück



Einweg

Symmetrische multifile Mukosektomieschlinge

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E34224A/65-180	Ø 2,8 mm	25 mm	180 cm	10 Stück
E34224A/65-230	Ø 2,8 mm	25 mm	230 cm	10 Stück
E34224A/75-180	Ø 2,8 mm	30 mm	180 cm	10 Stück
E34224A/75-230	Ø 2,8 mm	30 mm	230 cm	10 Stück




Einweg

Hexagonale multifile Polypektomieschlinge

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E34221/55-180	Ø 2,8 mm	15 mm	180 cm	10 Stück
E34221/55-230	Ø 2,8 mm	15 mm	230 cm	10 Stück
E34221/65-180	Ø 2,8 mm	25 mm	180 cm	10 Stück
E34221/65-230	Ø 2,8 mm	25 mm	230 cm	10 Stück
E34221/75-180	Ø 2,8 mm	30mm	180 cm	10 Stück
E34221/75-230	Ø 2,8 mm	30mm	230 cm	10 Stück



Gezahnte Schlinge mit scharfen
Zähnen für besseres Greifen ins Gewebe.

Beidseitig lasergeschweißt
für eine feste Verbindung und
Verhinderung von Abkippen
der Zähne in das Gewebe

Sichere Verbindung zwischen
Schlinge und Zuglitze

Scharfe Zähne zum
besseren Greifen ins Gewebe

Flexible Litze zum idealen
Anpassen an das Gewebe


⊗ **Einweg**

Symmetrische Mukosektomieschlinge gezahnt

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E342213A/55-180	Ø 2,8 mm	20 mm	180 cm	10 Stück
E342213A/55-230	Ø 2,8 mm	20 mm	230 cm	10 Stück
E342213A/65-180	Ø 2,8 mm	25 mm	180 cm	10 Stück
E342213A/65-230	Ø 2,8 mm	25 mm	230 cm	10 Stück
E342213A/75-180	Ø 2,8 mm	30 mm	180 cm	10 Stück
E342213A/75-230	Ø 2,8 mm	30 mm	230 cm	10 Stück



Mit Thermobeschichtung
für eine bessere Leitung des HF-Stroms sowie
einer noch glatteren Schnittfläche am Gewebe
durch eine sehr geringe Koagulationswirkung.

Achtung: Geringere Leistungs-
einstellung an Generator notwendig!

Leitfähiger durch
Thermobeschichtung

Sichere Lötverbindung für
einen zuverlässigen Halt

Noch glattere Schnittflächen
am Gewebe durch eine sehr
geringe Koagulationswirkung

Stabiler Schaft für eine sichere
Anwendung im Endoskop


⊗ **Einweg**


Symmetrische multifile Polypektomieschlinge
mit Thermobeschichtung

Unser Produkt für den Einmalgebrauch. Nur mit festmontiertem Griff erhältlich.



Artikelnummer	Arbeitskanal	Schlingenöffnung	Arbeitslänge	VE
E34223A/55-230	Ø 2,8 mm	20 mm	230 cm	1 Stück
E34223A/65-230	Ø 2,8 mm	25 mm	230 cm	1 Stück
E34223A/75-230	Ø 2,8 mm	30 mm	230 cm	1 Stück





Ergonomischer Handgriff
zur **besseren Handhabung**

HF-Anschluss

Durch den festmontierten Handgriff
ist die Schlinge nach Anstecken des
HF-Kabels **sofort einsatzbereit**



Festmontierter Handgriff

Unser Produkt für den Einmalgebrauch.

Einweg Polypektomie- & Mukosektomieschlingen



H. + H. Maslanka
Chirurgische Instrumente GmbH
Stockacherstraße 172
78532 Tuttlingen / Germany

Tel.: +49 7461 9607 - 0
Fax: +49 7461 - 47 32
info@maslanka.de
www.maslanka.de